

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России)
ул. Ивана Сусанина, 3, Москва, 127486
Тел. 8 (499) 487-57-11; факс 8 (499) 487-81-81
E-mail: fhmse@fhmse.ru <https://fhmse.ru>
ОКПО 55220088, ОГРН 1047743057493
ИНН/КПП 7743085670/774301001

21.09.2026 № 23281.ФБ.44/2026

на № _____ от _____

О направлении методических рекомендаций по
Перечню ТСР и ПОИ, предоставляемых
пострадавшим на производстве

Руководителям – главным
экспертам по медико-социальной
экспертизе по субъектам
Российской Федерации
(по списку)

Руководителю – главному
эксперту по медико-социальной
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА
России»

С.Д. Аминовой


ул. Гамалеи, д. 13,
г. Москва, 123098

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации направляет методические рекомендации по медицинским показаниям и противопоказаниям для обеспечения лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, наиболее востребованными и оптимальными техническими средствами реабилитации, включая сроки их пользования и технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры данных изделий, а также Перечень наиболее востребованных и оптимальных технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов и услуг, предоставляемых застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, для сведения и использования в работе в виде методических рекомендаций до нормативного закрепления его положений.

Приложение: в электронном виде.

И.о. руководителя – главного федерального
эксперта по медико-социальной экспертизе



М.А. Дымочка

Методические рекомендации по медицинским показаниям и противопоказаниям для обеспечения лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, наиболее востребованными и оптимальными техническими средствами реабилитации, включая сроки их пользования и технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры данных изделий

В своей работе специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (далее – учреждения МСЭ) при разработке программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее – ПРП, пострадавший соответственно) руководствуются следующими нормативными правовыми документами:

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (далее – Правила);

Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 (далее – Порядок оплаты);

Порядком составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденным приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. № 982н (далее – Порядок разработки ПРП).

В соответствии с п. 2 Порядка оплаты дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица включают в себя в том числе расходы на:

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт.

Положениями п. 9 Правил определено, что учреждение здравоохранения осуществляет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и по их результатам оформляет и выдает пострадавшему направление в

учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени утраты профессиональной трудоспособности.

В направлении указываются данные о состоянии здоровья пострадавшего, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей его организма и результаты проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий.

Форма направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и порядок ее заполнения утверждены приказом Минтруда России № 488н, Минздрава России № 551н от 12 августа 2022 г. (далее – направление на МСЭ/ форма № 088/у).

В пп. 35, 35.1, 37, 38, 39 направления на МСЭ специалисты медицинской организации вносят рекомендации о нуждаемости пострадавших в обеспечении лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортном лечении, постоянном постороннем медицинском уходе.

В соответствии с пп. 3, 4 Порядка разработки ПРП составление ПРП осуществляется специалистами бюро, экспертного состава главного бюро (Федерального бюро) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в случае определения нуждаемости пострадавшего в реабилитационных мероприятиях *по прямым последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания*.

В ПРП включаются оптимальные для пострадавшего конкретные виды, формы, объемы необходимых реабилитационных мероприятий, направленные на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, обусловленных последствиями несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, на восстановление, компенсацию возможностей и способностей пострадавшего осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность, а также сроки проведения таких реабилитационных мероприятий.

При формировании ПРП в части внесения рекомендаций по обеспечению техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), протезами, протезно-ортопедическими изделиями, ортезами (далее – ПОИ) *в отсутствие нормативного правового документа*, специалисты по медико-социальной экспертизе применяют положения Перечня наиболее востребованных и оптимальных технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов и услуг, предоставляемых застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденный настоящими методическими рекомендациями (далее – Перечень ТСР и ПОИ)*.

В соответствии с положениями Порядка разработки ПРП при наличии нуждаемости пострадавшего в обеспечении ТСР и/или ПОИ указывается их наименование (без определения марки и модели), количество, срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационного мероприятия, и номер ПРП, в которой впервые определены медицинские показания для обеспечения пострадавшего таким ТСР и/или ПОИ.

Также, при внесении в ПРП заключения учреждения МСЭ о нуждаемости пострадавшего в обеспечении ТСР и/или ПОИ, позиционированными в Перечне ТСР и ПОИ, специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы могут использовать Перечень технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров ТСР и ПОИ, определенных в данном документе.

Структурно Перечень ТСР и ПОИ состоит из 3 разделов.

Первый раздел «Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, ортезы» представлен укрупненной номенклатурой ТСР и ПОИ, а также услуг по аналогии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Второй раздел «Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, ортезами и сроков их пользования», который содержит:

перечень видов технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов;

наименование технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза по каждому виду изделий с конкретными кодами;

медицинские показания и медицинские противопоказания (абсолютные и относительные) для обеспечения пострадавшего ТСР и ПОИ, причем абсолютные противопоказания являются основанием для подбора иного показанного ТСР, тогда как относительные противопоказания определяются по результатам реабилитационно-экспертной диагностики в процессе проведения медико-социальной экспертизы в каждом конкретном случае индивидуально для решения вопроса о возможности, значительном затруднении либо невозможности использования изделий;

сроки пользования ТСР и ПОИ.

Третий раздел «Перечень технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, предоставляемых застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», который содержит:

конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации;

допустимые значения технических решений, конструктивных особенностей и параметров технического средства реабилитации с соответствующими кодами;

особенности применения.

Обращаем ваше внимание, что Перечень ТСР и ПОИ, в том числе медицинские показания и противопоказания, временно, до нормативного закрепления его положений, носят для специалистов учреждений МСЭ рекомендательный характер.

Федеральное бюро предлагает следующий порядок (алгоритм) разработки ПРП в части определения нуждаемости пострадавших в ТСР и ПОИ с учетом положений вышеуказанного перечня в Государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (далее – ГИС ЕЦП) с использованием иных перечней, кодификаторов и классификаторов:

1. Выбор наименований ТСР и ПОИ из справочника «Классификатор ТСР и услуг за счет федерального бюджета» ГИС ЕЦП (далее – справочник) с указанием их параметров;

2. При отсутствии в указанном справочнике того или иного наименования изделия, в котором нуждается пострадавший и позиционированного в Перечне ТСР и ПОИ, внесение его в ПРП осуществляется посредством выбора через вкладку «Иное» с соответствующими параметрами в текстовом поле «Комментарии».

3. В том случае, если ТСР или ПОИ не позиционированы ни в справочнике, ни в Перечне ТСР и ПОИ, то внесение рекомендуемых изделий осуществляется аналогично пункту 2 через вкладку «Иное»

* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.

В соответствии с пп. 3, 4 Порядка составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденным приказом Минтруда России от 30 декабря 2020 г. № 982н (далее – Порядок разработки ПРП) составление ПРП осуществляется специалистами бюро, экспертного состава главного бюро (Федерального бюро) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в случае определения нуждаемости пострадавшего в реабилитационных мероприятиях по прямым последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

В ПРП включаются оптимальные для пострадавшего конкретные виды, формы, объемы необходимых реабилитационных мероприятий, направленные на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, обусловленных последствиями несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, на восстановление, компенсацию возможностей и способностей пострадавшего осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность, а также сроки проведения таких реабилитационных мероприятий.

В настоящее время нормативный правовой документ, определяющий перечень ТСР и ПОИ, показанных к обеспечению пострадавшими по прямым последствиям страхового случая, и медицинские показания и противопоказания к их назначению, отсутствует.

Нормативное правовое регулирование позволяет до нормативного закрепления положений Перечня ТСР и ПОИ позволяет использование при разработке ПРП положения иных классификаторов и кодификаторов, например, «ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», «ГОСТ Р 58288-2018. Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и определения», «ГОСТ Р 59528-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски активного типа. Общие технические условия» и т.д.

Перечень наиболее востребованных и оптимальных технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов и услуг, предоставляемых застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

I. Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, ортезы

1. Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов.
 2. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
 3. Протезы, кроме протезов конечностей. Устройства, используемые для замены полностью или частично внешнего вида или функции отсутствующего сегмента тела, кроме конечностей.
 4. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные.
 5. Протезы и ортезы.
 6. Высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением.
 7. Ортопедическая обувь.
 8. Одежда для использования вне дома и ношения поверх другой одежды для защиты человека от холода, ветра и всех видов атмосферных осадков.
 9. Вспомогательные средства для умывания, водных процедур, ухода за зубами, принятия душа и пользования туалетом.
 10. Противопрележневые матрацы и подушки.
 11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
 12. Специальная одежда.
 13. Принадлежности, прикрепляемые к средству для передвижения для удержания или переноски предметов.
 14. Принадлежности и приспособления транспортных средств.
- Устройства, которые могут быть добавлены к транспортному средству или их модификациям, позволяющие людям с ограничениями жизнедеятельности либо управлять транспортным средством, либо удобно и безопасно входить, выходить или ездить в транспортном средстве.

15. Принадлежности кресел-колясок, устройства, прикрепляемые к креслу-коляске для удержания и перевозки предметов.

16. Вспомогательные средства для подъема людей. Оборудование для перемещения посредством подъема и удержания в определенном положении (изменения положения) человека, дающее ему возможность выполнения предполагаемых действий.

17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения.

18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.

20. Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков.

21. Вспомогательные средства для приема пищи и питья.

22. Вспомогательные средства для домашней уборки.

23. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.

24. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

25. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

26. Мебель, принадлежности и приспособления для мебели.

27. Вспомогательные средства для открывания (закрывания) ворот, дверей, окон и занавесок.

28. Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении.

29. Телефонные устройства.

30. Голосообразующие аппараты.

31. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).

32. Абсорбирующее белье, подгузники.

33. Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть.

34. Вспомогательные средства для рисования и рукописи.

35. Вспомогательные средства для вычислений (калькуляции).

- 36. Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов тревоги (опасности).
- 37. Компьютеры.
- 38. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
- 39. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.
- 40. Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом.
- 41. Вспомогательные средства для фиксации (закрепления).

Услуги

- 42. Ремонт технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов.
- 43. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации).

II. Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, ортезами и сроков их пользования

Вид технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза	Код вида технического средства реабилитации и его наименования	Наименование технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза	Медицинские показания для обеспечения лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, ортезами	Медицинские противопоказания для обеспечения лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, ортезами (являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации)	Сроки пользования
1. Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов	04-48-03	Велотренажер	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, с учетом заключения врачебной комиссии медицинской организации (далее – ВК)	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Не менее 5 лет

				пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	
	04-48-04	Велоэргометр	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	Не менее 5 лет
	04-48-12	Устройство для тренировки пальцев	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (пальцев и кистей рук), с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Не менее 5 лет

				пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	
	04-48-13	Устройство для тренировки кистей рук	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (пальцев и кистей рук), с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	Не менее 5 лет
	04-48-15	Устройство для тренировки рук	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Не менее 12 лет

				пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	
	04-48-16	Устройство для тренировки туловища	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (верхних, нижних конечностей и позвоночника), с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	Не менее 12 лет
	04-48-17	Устройство для тренировки нижних конечностей	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Не менее 12 лет

				пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	
	04-48-18	Нагружаемый манжет	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушения статики и координации, с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы	Не менее 5 лет
	04-48-30	Устройство для тренировки жевательных функций (челюстей)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (жевательных функций), с учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания	Не менее 12 месяцев

2. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни	6-01-01	Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность; хронические заболевания вен)	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом	Не менее 2 лет
	6-01-02	Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-03	Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-04	Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-05	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-06	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством			

		противоскольжения			
	6-01-07	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-08	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-09	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-10	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-11	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			

	6-01-12	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-13	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-14	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-01-15	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-16	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			

	6-01-17	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
	6-01-18	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
	6-01-19	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
	6-01-20	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
	6-01-21	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
	6-01-22	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством

		противоскольжения			
	6-01-23	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
	6-01-24	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
	6-02-01	Трость белая тактильная цельная	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05-0,1 и (или) концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов)	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения	Не менее 2 лет
	6-02-02	Трость белая тактильная складная			

				нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом	
	6-03-01	Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабости зрения: острота зрения 0,05 - 0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) в сочетании с нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленными:	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению	Не менее 2 лет
	6-03-02	Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	заболеваниями, последствиями травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;		
	6-03-03	Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;		
	6-03-04	Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность;		

			хронические заболевания вен).	или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.	
6-04-01	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность; хронические заболевания вен; лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей). Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культы одного бедра, голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.	Не менее 2 лет	
6-04-02	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения				
6-04-03	Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения				
6-04-04	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения				
6-04-05	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения				
6-04-06	Костыли подмышечные без устройства противоскольжения				

	6-05-01	Опора в кровать веревочная	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность; хронические заболевания вен; лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей).	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.	Не менее 2 лет
	6-05-02	Опора в кровать металлическая			
	6-10-01	Ходунки шагающие	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические	Не менее 2 лет
	6-10-01-01	Ходунки шагающие нескладные			
	6-10-01-02	Ходунки шагающие нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес пострадавшего свыше 90 кг, рост			

		пострадавшего выше 185 см)	центральной, периферической нервной системы.	нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе пострадавшего в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.	
	6-10-01-03	Ходунки шагающие складные			
	6-10-01-04	Ходунки шагающие складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес пострадавшего свыше 90 кг, рост пострадавшего выше 185 см)			
	6-10-02	Ходунки на колесах			
	6-10-02-01	Ходунки на колесах нескладные			
	6-10-02-02	Ходунки на колесах нескладные со столиком			
	6-10-02-03	Ходунки на колесах нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес лица, пострадавшего на производстве свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве выше 185 см)			

	6-10-02-04	Ходунки на колесах нескладные со столиком крупногабаритные, в том числе баритрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-02-05	Ходунки на колесах складные			
	6-10-02-06	Ходунки на колесах складные со столиком			
	6-10-02-07	Ходунки на колесах складные со столиком крупногабаритные, в том числе баритрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-02-08	Ходунки на колесах складные крупногабаритные, в том числе баритрические (вес			

		лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-03	Ходунки с опорой на предплечье			
	6-10-03-01	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные			
	6-10-03-02	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные			
	6-10-03-03	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-03-04	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные крупногабаритные, в том числе			

		бариатрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-03-05	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные			
	6-10-03-06	Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные			
	6-10-03-07	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-03-08	Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес лица, пострадавшего			

		на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-04	Ходунки с подмышечной опорой			
	6-10-04-01	Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные			
	6-10-04-02	Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные крупногабаритные, в том числе баритрические (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-04-03	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные			
	6-10-04-04	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные крупногабаритные, в том числе баритрические (вес			

		пострадавшего свыше 90 кг, рост пострадавшего выше 185 см)			
	6-10-04-05	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные			
	6-10-04-06	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные крупногабаритные (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-04-07	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные			
	6-10-04-08	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные крупногабаритные (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на			

		производстве, выше 185 см)			
	6-10-05	Ходунки-роллаторы			
	6-10-05-01	Ходунки-роллаторы нескладные			
	6-10-05-02	Ходунки-роллаторы нескладные крупногабаритные (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-05-03	Ходунки-роллаторы складные			
	6-10-05-04	Ходунки-роллаторы складные крупногабаритные (вес лица, пострадавшего на производстве, свыше 90 кг, рост лица, пострадавшего на производстве, выше 185 см)			
	6-10-06	Ходунки с дополнительной	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и		

		фиксацией (поддержкой) тела	связанных с движением (статодинамических) функций, требующие дополнительной фиксации (поддержки) тела.		
	6-10-06-01	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела переднеопорные без подголовника			
	6-10-06-02	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела переднеопорные с подголовником			
	6-10-06-03	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела заднеопорные			
	6-10-06-04	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела комбинированные			
	6-11-01	Поручни (перила) для самоподнимания угловые	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или	Не менее 7 лет
	6-11-02	Поручни (перила) для			

		самоподнимания прямые (линейные)	связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы: (хроническая артериальная недостаточность; хронические заболевания вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей	отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	
3. Протезы, кроме протезов конечностей. Устройства, используемые для замены полностью или частично внешнего вида или функции отсутствующего сегмента тела, кроме конечностей	06-30-03	Парик	Отсутствие волос на голове пострадавшего	Относительные противопоказания: нарушения целостности кожных покровов головы (воспалительные процессы, открытые травмы кожи, раны, свежие швы и др.). Аллергические реакции на материал, из которого изготовлено изделие	Не менее 1 года
	06-30-06	Шиньон	Отсутствие части волос на голове пострадавшего		
	06-30-09	Ресницы	Отсутствие ресниц у пострадавшего	Относительные противопоказания: нарушения целостности кожных покровов околоресничной и околобровной области (воспалительные процессы, открытые травмы кожи, раны, свежие швы и др.). Аллергические реакции на материал, из которого изготовлено изделие	

	06-30-10	Брови	Отсутствие бровей у пострадавшего	Относительные противопоказания: нарушения целостности кожных покровов околоресничной и околобровной области (воспалительные процессы, открытые травмы кожи, раны, свежие швы и др.). Аллергические реакции на материал, из которого изготовлено изделие	
4. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные	7-01-01	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие:	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обуславливающих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	Не менее 6 лет
			заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и		

			связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств		
	7-01-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обостряющих невозможность либо	

		(поддержкой) головы и тела комнатная	(статодинамических) функций, требующих дополнительной фиксации (поддержки) головы и тела	значительные затруднения нахождения в положении сидя.	
	7-01-03	Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в то числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохраненной функции одной верхней конечности.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.	

	7-01-04	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обостряющих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	
	7-01-05	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная			
	7-01-06	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная			
	7-01-07	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) комнатная			

			международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность ПБ, III стадий); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, хроническая почечная недостаточность 4 стадии); психических расстройств		
	7-02-01	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обременяющих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя	Не менее 4 лет

			ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)		
--	--	--	---	--	--

	7-02-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела прогулочная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, требующих дополнительной фиксации (поддержки) головы и тела	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обостряющих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя. наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.
	7-02-03	Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обусловленные в том числе: заболеваниями, последствиями травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей), а также вследствие: ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания

			ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохранной функции обеих верхних конечностей		
	7-02-04	Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к	

			(статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохранной функции одной верхней конечности.	прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.	
	7-02-05	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие:	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обслаивающих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя. наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.	
	7-02-06	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;		
	7-02-07	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная	ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;		
	7-02-08	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) прогулочная	ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.		

			Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)		
	7-03-01	Кресло-коляска активного типа	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие:	Относительные медицинские противопоказания:	Не менее 4 лет
	7-03-01-01	Кресло-коляска активного типа с регулируемым углом наклона спинки	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	выраженные или значительно выраженные нарушения зрения:	
	7-03-01-02	Кресло-коляска активного типа с жесткой спинкой	ампутационной культы одного бедра; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы	острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,	

			сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей).	нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.	
	7-04-01	Кресло-коляска с электроприводом и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие умеренные, выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, парезов верхних конечностей в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0. Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);	Не менее 5 лет
	7-04-01-01	Кресло-коляска с электроприводом с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;		
	7-04-01-02	Кресло-коляска с электроприводом с			

		задним приводом и аккумуляторные батареи к ней	последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.	
	7-04-01-03	Кресло-коляска с электроприводом с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней	нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений		
	7-04-01-04	Кресло-коляска с электроприводом с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной		
	7-04-01-05	Кресло-коляска с электроприводом с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	недостаточностью ПА степени или с хронической сердечной недостаточностью ПБ степени). Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,		
	7-04-01-06	Кресло-коляска с электроприводом с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	обусловленных выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции при сохранной функции обеих верхних конечностей.		

	7-04-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие умеренные, выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, парезов верхних конечностей в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной недостаточностью IIБ степени), требующих дополнительной	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0.	Не менее 5 лет
	7-04-02-01	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней		Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции,	
	7-04-02-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней			
	7-04-02-03	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с центральным			

		приводом и аккумуляторные батареи к ней	фиксации (поддержки) головы и тела. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленных выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции при сохранной функции обоих верхних конечностей, требующих дополнительной фиксации (поддержки) головы и тела	кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.	
	7-04-02-04	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней			
	7-04-02-05	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней			
	7-04-02-06	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела с электроприводом с центральным приводом и			

		альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней			
--	--	---	--	--	--

	7-05-01	Кресло-коляска малогабаритная	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом,	Не менее 1 года и 6 месяцев
--	---------	----------------------------------	---	--	--------------------------------

				нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	7-07-01	Кресло-коляска с электрическим приводом для преодоления лестниц	Стойкие умеренные, выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, парезов верхних конечностей в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0. Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.	Не менее 5 лет

			сочетании с хронической сердечной недостаточностью ПА степени или с хронической сердечной недостаточностью ПБ степени). Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленных выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции при сохранной функции обоих верхних конечностей		
5. Протезы и ортезы	8-01-01	Протез пальца косметический	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие отсутствия пальцев, фаланг пальцев	Абсолютные медицинские противопоказания: пороки и болезни культей пальцев, стойкие комбинированные контрактуры смежных суставов, делающие культы непригодными к использованию косметического протеза. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культей пальцев, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств	Не менее 3 месяцев
	8-01-01.1	Протез пальца		Абсолютные противопоказания:	Не менее 1 года

		пассивный, активный (тяговый)		значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	8-01-02	Протез кисти косметический, в том числе при частичном вычленении кисти	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава, при вычленении и частичном вычленении кисти. Рекомендуются при невозможности протезирования	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.	Не менее 3 месяцев

			протезом кисти активным		
	8-01-03	Протез предплечья косметический	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава	Относительные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 4 см от локтевого сгиба).	Не менее 2 лет
	8-01-04	Протез плеча косметический	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча или вычленение на уровне локтевого сустава	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя плеча (менее 7 см плечевой кости)	

	8-02-01	Протез кисти рабочий, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	Не менее 2 лет
	8-02-02	Протез предплечья рабочий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических	

				вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-02-03	Протез плеча рабочий	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне средней трети и нижней трети плеча.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,	

				нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-03-01	Протез кисти активный (тяговый), в том числе при частичном вычленении кисти	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	Не менее 2 лет
	8-03-02	Протез предплечья активный (тяговый)	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных	

				покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-03-03	Протез плеча активный (тяговый)	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне границы верхней трети и средней трети плеча, нижней трети плеча	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний паразетез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;	

				выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-05-02	Протез после вычленения плеча функционально-косметический	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	Не менее 2 лет

	8-06-01	Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный	Культи предплечья	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	Не менее 6 месяцев
	8-06-02	Чехол на культю плеча хлопчатобумажный	Культи плеча	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	
	8-06-03	Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)	Культи верхней конечности при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.	Не менее 1 года
	8-06-04	Косметическая оболочка на протез верхней конечности	Наличие протеза верхней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 3 месяцев
	8-07-01	Протез стопы	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие наличия культи стопы на различных уровнях переднего и среднего отдела, продольных ампутаций стопы	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парепарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи	Не менее 2 лет

				стопы, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; стойкая эквинусная деформация стопы.	
	8-07-04	Протез голени для купания	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы голени по Пирогову или по Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки	Не менее 3 лет (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании)

				своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-05	Протез бедра для купания	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культи бедра на любом уровне двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки	

				своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-06	Протез голени немодульный	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы голени по Пирогову или по Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 2 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,	Не менее 2 лет (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании)

				нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-07	Протез бедра немодульный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 2 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с отключением сознания; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению	

				или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-08	Протез при вычленении бедра немодульный	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы, в том числе атипичной, при 1 - 2 уровне двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парепарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки	

				своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-09	Протез голени модульный	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы голени по Пирогову или по Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 4 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,	

				нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-10	Протез бедра модульный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленении в коленном суставе; культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 4 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки	

				своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы в том числе атипичной, при потенциальном достижении 1 - 3 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям,	

				психопатизации личности.	
	8-08-01	Чехол на культю голени хлопчатобумажный	Культи голени	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	Не менее 3 месяцев
	8-08-02	Чехол на культю бедра хлопчатобумажный	Культи бедра	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	
	8-08-03	Чехол на культю голени шерстяной	Культи голени	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	
	8-08-04	Чехол на культю бедра шерстяной	Культи бедра	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.	
	8-08-05	Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)	Культи голени при протезировании модульным протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым)	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	Не менее 1 года
	8-08-06	Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)	Культи бедра при протезировании модульным протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым)	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла	
	8-08-07	Косметическая оболочка на протез нижней конечности	Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности)	Медицинские противопоказания отсутствуют	

	8-09-01	Экзопротез молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.	Не менее 1 года
	8-09-02	Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца	Не менее 6 месяцев
	8-09-03	Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)	Приобретенная адентия (полная или частичная). Постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти. Атрофия альвеолярного отростка. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц.	Не менее 2 лет
	8-09-04	Глазной протез стеклянный	Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу;	

				прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью.	
	8-09-05	Глазной протез пластмассовый	Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью.	
	8-09-06	Протез ушной	Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха. Отсутствие наружного уха. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования;	

				срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.	
	8-09-07	Протез носовой	Уродующие деформации носа. Отсутствие носа, частей носа. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия	
	8-09-08	Протез неба	Заболевания, последствия травм неба. В соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации.	Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; миастенический синдром.	
	8-09-09	Протез голосовой	Заболевания, последствия травм гортани. В соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации.	Относительные медицинские противопоказания: не корригируемые хирургическим путем стенозы фарингоэзофагального сегмента и/или трахеостомы; лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания	
	8-09-10	Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)	Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа. Посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области. Приобретенные аномалии челюстно-лицевой области. В соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации.	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте	

				имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.	
	8-09-11	Протез половых органов	Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, вследствие травм и дефектов наружных половых органов. В соответствии с заключением ВК	Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустраняемое истинное недержание мочи; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.	
	8-09-12	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфоток, в том числе после ампутации молочной железы	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфоток, с учетом заключения врачебной комиссии медицинской организации.	Относительные медицинские противопоказания: трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие.	Не менее 6 месяцев
	8-09-13	Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пantalоны на	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной функции (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии грудного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом; непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено	

		область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости	вмешательств, заболеваний или травматических повреждений). С учетом заключения ВК	изделие	
	8-09-14	Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся выраженным больным синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки. С учетом заключения врачебной комиссии медицинской организации	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие	
	8-09-15	Бандаж-суспензорий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной функции (не вправляемая скользящая пахово-мошоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению). С учетом заключения ВК	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.	Не менее 1 года

	8-09-16	Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и/или мочевыделительной функции, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в паховой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению. С учетом заключения ВК	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.	
	8-09-16-01	Бандаж грыжевой паховый			
	8-09-16-02	Бандаж грыжевой скротальный			
	8-09-17	Головодержатель полужесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций шейного отдела позвоночника. В соответствии с заключением ВК	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.	
	8-09-18	Головодержатель жесткой фиксации			
	8-09-19	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава. С учетом заключения ВК	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.	
	8-09-20	Бандаж			

		компрессионный на нижнюю конечность	нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" нижних конечностей). С учетом заключения ВК	противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.	
	8-09-21	Бюстгальтер (лиф-крепление) и (или) грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 6 месяцев
	8-09-22	Корсет мягкой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм. С учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.	
	8-09-22-01	Корсет мягкой фиксации на крестцово-поясничны й отдел позвоночника			
	8-09-22-02	Корсет мягкой фиксации на поясничный отдел позвоночника			
	8-09-22-03	Корсет мягкой фиксации на поясничный и			

		нижне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-22-04	Корсет мягкой фиксации на ниже-грудной отдел позвоночника			
	8-09-22-05	Корсет мягкой фиксации на поясничный, ниже-грудной и грудной отдел позвоночника			
	8-09-22-06	Корсет мягкой фиксации на грудной отдел позвоночника			
	8-09-22-07	Корсет мягкой фиксации на поясничный, ниже-грудной, грудной и верхне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-22-08	Корсет мягкой фиксации на верхне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-23	Корсет полужесткой фиксации			
	8-09-23-01	Корсет полужесткой			

		фиксации на крестцово-поясничном отдел позвоночника			
	8-09-23-02	Корсет полужесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника			
	8-09-23-03	Корсет полужесткой фиксации на поясничный и нижне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-23-04	Корсет полужесткой фиксации на нижне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-23-05	Корсет полужесткой фиксации на поясничный, нижне-грудной и грудной отдел позвоночника			
	8-09-23-06	Корсет полужесткой фиксации на грудной отдел позвоночника			
	8-09-23-07	Корсет полужесткой фиксации на поясничный, нижне-грудной, грудной и			

		верхне-грудной отдел позвоночника			Не менее 2 лет
	8-09-23-08	Корсет полужесткой фиксации на верхне-грудной отдел позвоночника			
	8-09-24	Корсет жесткой фиксации			
	8-09-24-01	Корсет жесткой фиксации на крестцово-поясничный отдел позвоночника			
	8-09-24-02	Корсет жесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника			
	8-09-24-03	Корсет жесткой фиксации на поясничный и грудной отдел позвоночника			
	8-09-24-04	Корсет жесткой фиксации на крестцовый, поясничный и грудной отдел позвоночника			
	8-09-25	Корсет функционально-корр			

		игрирующий			
	8-09-26	Реклинатор – корректор осанки			Не менее 6 месяцев
	8-09-27	Аппарат на кисть			Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
	8-09-28	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав			
	8-09-29	Аппарат на лучезапястный сустав			
	8-09-30	Аппарат на локтевой сустав			
	8-09-31	Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы			
	8-09-32	Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы			
	8-09-33	Аппарат на локтевой и плечевой суставы			
	8-09-34	Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы			
	8-09-35	Аппарат на плечевой сустав			
	8-09-36	Аппарат на всю руку			
					Не менее 2 лет

	8-09-37	Аппарат на голеностопный сустав			Не менее 1 года
	8-09-37-01	Аппарат на голеностопный сустав с двойным следом			
	8-09-38	Аппарат на голеностопный и коленный суставы			
	8-09-39	Аппарат на коленный сустав			
	8-09-40	Аппарат на тазобедренный сустав			
	8-09-41	Аппарат на коленный и тазобедренный суставы			
	8-09-42	Аппарат на всю ногу			
	8-09-43	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)			
	8-09-44	Тутор на лучезапястный сустав			Не менее 2 лет
	8-09-45	Тутор на предплечье			
	8-09-46	Тутор на локтевой сустав			

	8-09-47	Тutor на плечевой сустав			
	8-09-48	Тutor на всю руку			
	8-09-49	Тutor на голеностопный сустав			Не менее 1 года
	8-09-50	Тutor косметический на голень			
	8-09-51	Тutor на коленный сустав			
	8-09-52	Тutor на тазобедренный сустав			
	8-09-53	Тutor на коленный и тазобедренный суставы			
	8-09-54	Тutor на всю ногу			
	8-09-55	Бандаж на лучезапястный сустав			
	8-09-56	Бандаж на запястье			
	8-09-57	Бандаж на локтевой сустав			
	8-09-58	Бандаж на плечевой сустав			

	8-09-59	Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"			
	8-09-60	Бандаж на шейный отдел позвоночника			
	8-09-61	Бандаж на тазобедренный сустав			
	8-09-62	Бандаж на голеностопный сустав			
	8-09-63	Аппарат на голеностопный и коленный суставы с микропроцессорным управлением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности или нижних конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм. С учетом заключения ВК	Абсолютные противопоказания: двусторонний полный паралич нижних конечностей с поражением ягодичных мышц; умеренная и высокая спастика; стойкие выраженные контрактуры коленного и/или тазобедренного сустава и/или варусно-вальгусная деформация этих суставов более 10 градусов; отсутствие опыта ежедневной ходьбы более 10 лет; выраженные слабость и/или истощение при прогрессировании патологического процесса; укорочение конечности более 15 см; масса тела более 125 кг; рост менее 150 см. Относительные противопоказания: спастические явления ниже среднего или низкие;	Не менее 2 лет

				корректируемые контрактуры коленного и/или тазобедренного сустава и/или варусно-вальгусная их деформация до 10 градусов; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.	
	8-09-64	Динамический пареподиум	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм. С учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.	Не менее 5 лет
6. Высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением	8.1-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.	Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;	Не менее 2 лет

				выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8.1-04-02	Протез предплечья с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парепарез. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;	Не менее 3 лет

				короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8.1-04-03	Протез плеча с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне границы средней и верхней трети плеча, с приоритетным протезированием усеченной кости доминантной верхней конечности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;	Не менее 3 лет

				наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	
	8.1-05-01	Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6	Не менее 3 лет

				лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	8.1-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: костной культи/культей бедра длиной Не менее 8 см, вычленения в коленном суставе; при потенциальном достижении 3 - 4 уровня двигательной активности; костной культи/культей бедра длиной Не менее 6 см при обязательном (или безусловном) потенциальном достижении 3 - 4 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парепарез; стойкие выраженные, значительно	Не менее 2 лет с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании

				выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	8.1-07-13	Протез при вычленении бедра	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Абсолютные медицинские противопоказания:	

		модульный с микропроцессорным управлением	связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см), в том числе атипичной; при потенциальном достижении 3 уровня двигательной активности.	нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя параплегия; выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки	
--	--	---	--	--	--

				своего состояния и ситуации в целом; нарушения поведения, аффективно-волевые, психоподобные нарушения, психопатизация личности; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные или значительно выраженные нарушения функции зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; наличие эпилептических припадков с нарушениями сознания.	
	8.1-07-14	Протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие культы голени на уровне верхней и средней трети, при потенциальном достижении 2 - 3 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических	

				вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
7. Ортопедическая обувь	9-01-01	Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); акромегалии; при использовании туторов. С учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению.	Не менее 6 месяцев
	9-01-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях;	

		утепленной подкладки (пара)	конечности вследствие заболеваний, последствий травм при использовании протеза нижней конечности.	отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.	
	9-01-03	Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при использовании протезов нижней конечности.	Медицинские противопоказания отсутствуют.	
	9-01-04	Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом на нижнюю конечность	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия	
	9-01-05	Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную		Не менее 6 месяцев, но не более 1 пары в 12 месячном периоде

			конечность.		
	9-01-06	Вкладной башмачок	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, связанные с ампутацией переднего и среднего отделов стопы. С учетом заключения ВК		Не менее 6 месяцев
	9-01-07	Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки	Стойкие незначительные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм		Не менее 1 года, но не более 1 пары в 24 месячном периоде
	9-01-08	Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)			Не менее 6 месяцев

	9-02-01	Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); акромегалии; при использовании туторов. С учетом заключения ВК	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.	Не менее 6 месяцев, но не более 1 пары в 12 месячном периоде
	9-02-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при использовании протеза нижней конечности.		Не менее 1 года
	9-02-03	Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом		Не менее 6 месяцев
	9-02-04	Ортопедическая обувь сложная на	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения		

		аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность		
	9-02-05	Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке	Стойкие незначительные, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза		
8. Одежда для использования вне дома и ношения поверх другой одежды для защиты человека от холода, ветра и всех видов атмосферных осадков	09-03-05	Верхняя одежда, куртка для ношения вне помещений	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних и/или нижних конечностей,	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 1 года
	09-03-06	Пончо для ношения вне помещений, и накидки.			
	09-03-07	Накидка для ношения вне помещений			
	09-03-12	Перчатки и варежки			
	09-03-18	Куртки и брюки			

	09-03-24	Нательное белье			Не менее 6 месяцев
	09-03-27	Чулки и носки			Не менее 6 месяцев
	09-06-15	Вспомогательное средство для защиты (предохранения) кистей: перчатки для пользования креслом-коляской	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций организма, обуславливающих необходимость в использовании кресла-коляски с ручным приводом: комнатной, прогулочной и активного типа	Медицинских противопоказаний не имеется	Не менее 4 месяцев
9. Вспомогательные средства для умывания, водных процедур, ухода за зубами, принятия душа и пользования туалетом	09-12-09	Сиденье туалетное (сиденье на унитаз).	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обуславливающих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	Не менее 5 лет
	09-12-15	Туалетное налагаемое (приставное) сиденье			
	09-12-24	Туалетный подлокотник и спинка, монтируемые на унитаз			
	09-12-25	Туалетный подлокотник и спинка не закрепленные на унитазе	ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными		

			нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции		
--	--	--	--	--	--

			(хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
	09-33-04	Доска для сидения в ванне	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обуславливающие невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	Не менее 5 лет
	09-33-05	Сиденье для ванны	заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочевыделительной функции, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, психических функций. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культы нижней конечности на любом уровне, вне зависимости от пригодности к		

			протезированию		
	09-33-06	Противоскользящий мат для ванной	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей и/или верхних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы с поражением сосудов нижних конечностей Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведших к слабовидению или слепоте	Медицинских противопоказаний не имеется	
	09-33-07	Противоскользящий мат для душа			
	09-33-08	Противоскользящая лента для душа			
	09-33-09	Кресло для душа на колесиках	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обуславливающие невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	
	09-33-10	Кресло для душа без колес			
	09-33-11	Скамеечка для душа			

			Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочевыделительной функции, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, психических функций. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культы нижней конечности на любом уровне, вне зависимости от пригодности к протезированию		
	09-33-21	Ванна складывающаяся, переносная	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы,	Медицинских противопоказаний не имеется	

			дыхательной системы, мочевыделительной функции, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, психических функций.		
	09-42-06	Щетка зубная с электроприводом	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей, приводящие к ограничениям жизнедеятельности в самообслуживании	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций обеих верхних конечностей, приводящие к невозможности осуществления самообслуживания; Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	09-42-06-01	Насадка для зубной щетки			
	09-42-07	Система для ирригации полости рта			
10. Противопролежневые матрацы и подушки	10-01-01	Противопролежневый матрац полиуретановый	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности.	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 3 лет
	10-01-02	Противопролежневый матрац гелевый			
	10-01-03	Противопролежневый матрац воздушный			

		(с компрессором)			
	10-02-01	Противопролежневая подушка полиуретановая	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций при вынужденном сидячем положении с нарушениями иннервации и трофики участков в области костных выступов на теле, которые сдавливаются при длительном сидении.	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 3 лет
	10-02-02	Противопролежневая подушка гелевая			
	10-02-03	Противопролежневая подушка воздушная			
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	11-01-01	Приспособление для надевания рубашек	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	Не менее 5 лет
	11-01-02	Приспособление для надевания колгот			
	11-01-03	Приспособление для надевания носков			
	11-01-04	Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц			
	11-01-05	Захват активный	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской).		
	11-01-06	Захват для удержания посуды	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных,		

	11-01-07	Захват для открывания крышек	скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей		
	11-01-08	Захват для ключей			
	11-01-09	Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и прочее)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской)		
	11-01-10	Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей		
12. Специальная одежда	12-01-01	Комплект функционально-эстетической одежды для пострадавших, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 6 месяцев
	12-01-02	Ортопедические брюки	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей.		Не менее 1 года

	12-01-03	Рукавицы утепленные кожаные на меху (для пострадавших, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской.		Не менее 4 месяцев
	12-01-04	Шерстяной чехол на культю бедра (для пострадавших, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской.		Не менее 1 года
	12-01-05	Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированная культя верхней конечности).		
	12-01-06	Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированные культы обеих верхних конечностей).		
	12-01-07	Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (деформированные верхние конечности).		Не менее 2 лет

	12-01-08	Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей при наличии непротезированной культы верхней конечности		Не менее 1 года
13. Принадлежности прикрепляемые к средству для передвижения для удержания или переноски предметов	12-07-24	Корзинка	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков и кресел-колясок)	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 5 лет
	12-07-25	Мешочек	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков.	Медицинские противопоказания отсутствуют.	

	12-07-26	Крючок	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков)	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	12-07-27	Поднос	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков и кресел-колясок)	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	12-07-28	Столик	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния,	Медицинские противопоказания отсутствуют.

			вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков и кресел-колясок)		
	12-07-29	Сумка	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков и кресел-колясок)	Медицинские противопоказания отсутствуют.	
	12-07-30	Держатель кислородных аппаратов	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной	Медицинские противопоказания отсутствуют.	

			системы (при использовании кресел-колясок)		
	12-07-31	Держатель зонтов	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков, кресел-колясок)	Медицинские противопоказания отсутствуют.	
	12-07-32	Держатель для ходунков и ходунков на колесиках	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании ходунков)	Медицинские противопоказания отсутствуют.	
	12-07-33	Средство для переноски тростей или костылей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Медицинские противопоказания отсутствуют.	

			(статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (при использовании тростей или костылей)		
14. Принадлежности и приспособления транспортных средств. Устройства, которые могут быть добавлены к транспортному средству или их модификациям, позволяющие людям с ограничениями жизнедеятельности либо управлять транспортным средством, либо удобно и безопасно входить, выходить или ездить в транспортном средстве	12-12-18	Вспомогательное средство для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации
	12-12-21	Вспомогательное средство для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное средство или внутрь него	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют.	

	12-12-31	Рама для перевозки порожнего кресла-коляски на транспортном средстве	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют.	
15. Принадлежности кресел-колясок, устройства, прикрепляемые к креслу-коляске для удержания и перевозки предметов	12-24-09	Силовая установка для кресел-колясок с ручным приводом	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0. Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции,	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации

			(статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств. При условии наличия возможности самостоятельного управления креслом-коляской с ручным приводом	кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, парезов верхних конечностей	
--	--	--	---	---	--

	12-24-43	Устройство, для перевозки одного или более предметов: трости и (или) костылей	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют.	Не менее 5 лет
	12-24-44	Устройство, для перевозки одного или более предметов: багажник для ходунков.	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют.	

16. Вспомогательные средства для подъема людей; Оборудование для перемещения посредством подъема и удержания в определенном положении (изменения положения) человека, дающее ему возможность выполнения предполагаемых действий	12-36-03	Мобильный подъемник для перемещения человека, размещенного на сиденье, подвешенном на канатах (стропях);	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность ПБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью));	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации конкретного подъемника
--	-----------------	---	---	---	--

			системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
	12-36-09	Мобильный подъемник для перемещения человека в лежачем положении	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости"	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации конкретного подъемника

			обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность ПБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
--	--	--	--	--	--

	12-36-15	Стационарный подъемник, прикрепленный к другим устройствам или смонтированный внутри ванной комнаты.	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность ПБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по Чайлд-Пью);	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации конкретного подъемника
--	----------	--	---	--	---

			системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения	13-01-01	Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Относительные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени.	Не менее 5 лет
	13-01-02	Электронный ручной видеоувеличитель	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Медицинские противопоказания отсутствуют	
	13-01-03	Электронный стационарный видеоувеличитель	Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения		

			единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.		
	13-01-04	Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат	Стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации		
18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения	14-01-01	Собака-проводник с комплектом снаряжения	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергические реакции на шерсть собаки; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);	Бессрочно

				значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; возраст менее 18 лет. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; заболевания центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; выраженные, значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, эндокринной системы и метаболизма; нарушения слуховых функций IV степени, глухота.	
--	--	--	--	---	--

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	15-01-01	Медицинский термометр с речевым выходом	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией) с учетом возможности осознанного использования полученной информации. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.	Относительные медицинские противопоказания: глухота.	Не менее 7 лет
	15-01-02	Медицинский тонометр с речевым выходом	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией, в сочетании с установленным диагнозом, связанным с различными нарушениями артериального давления (гипертензия и гипотензия) с учетом возможности осознанного использования полученной информации. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.	Относительные медицинские противопоказания: глухота.	
20. Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков	15-03-01	Кухонные весы с крупными или тактильными	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному	Не менее 5 лет

		метками или обозначениями	заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-02	Кухонные весы со звуковым оповещением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-03	Кухонный прибор для измерения объема и уровня жидкости с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

			осознанного использования полученной информации.	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-04	Кухонный прибор для измерения объема и уровня жидкости со звуковым оповещением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-05	Мерная ложка с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	

	15-03-06	Мерная чашка с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-07	Кухонный термометр со звуковым оповещением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-08	Кухонный дозатор масла с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям

			зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-10	Кухонный хронометр с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-11	Кухонный хронометр со звуковым оповещением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	

				(статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-12	Индикатор уровня жидкости с крупными или тактильными метками или обозначениями	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-14	Машинка для нарезания продуктов ломтиками	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-15	Кухонный нож	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному	

			(статодинамических) функций верхних конечностей	снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-16	Разделочная кухонная доска	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-17	Яйцерезка	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;	

				Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-18	Держатель для лука и картофеля	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-19	Терка	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	

	15-03-20	Щетка для чистки овощей	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
	15-03-21	Картофелечистка ручная	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	

	15-03-22	Картофелечистка электрохимическая	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-24	Керновый нож для удаления сердцевин плодов	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	15-03-25	Микроволновая печь	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному

			(статодинамических) функций верхних конечностей; Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	
21. Вспомогательные средства для приема пищи и питья	15-09-06	Дозатор сахара	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей	Не менее 5 лет
	15-09-07	Дозатор, отмеряющий необходимое количество масла			
	15-09-08	Пробка, ограничивающая количество жидкости, выливаемой из сосуда			
	15-09-09	Воронка конусообразной формы			
	15-09-10	Кружка адаптированная			
	15-09-11	Стакан адаптированный			

	15-09-12	Чашка адаптированная			
	15-09-13	Блюдце адаптированное			
	15-09-14	Ложка, вилка, нож адаптированные			
22. Вспомогательные средства для домашней уборки	15-12-09	Пылесос (робот-пылесос)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен,	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	Не менее 7 лет, с учетом руководства по эксплуатации конкретного подъемника

			соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств		
23. Сигнализаторы звука световые и вибрационные	16-01-01	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов	Не менее 5 лет
	16-01-02	Сигнализатор звука цифровой с	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Медицинские противопоказания отсутствуют	

		вибрационной индикацией			
	16-01-03	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов	
24. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	17-01-01	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный	Нарушения сенсорных функций (слуха). В соответствии с заключением ВК	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора.	Не менее 4 лет
	17-01-02	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный			
	17-01-03	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности			
	17-01-04	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности			
	17-01-05	Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный			
	17-01-06	Слуховой аппарат			

		цифровой заушный мощный			
	17-01-07	Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности			
	17-01-08	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности			
	17-01-09	Слуховой аппарат карманный сверхмощный			
	17-01-10	Слуховой аппарат карманный мощный			
	17-01-11	Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования			
	17-01-12	Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный			
	17-01-13	Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности			
	17-01-14	Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой			

		мощности			
	17-01-15	Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)	Нарушения сенсорных функций (слуха). В соответствии с заключением ВК	Относительные медицинские противопоказания: прогрессирующая потеря слуха; односторонняя или асимметричная тугоухость; кохлеовестибулярный синдром	
	17-01-16	Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)	Нарушения сенсорных функций (слуха). В соответствии с заключением ВК	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора	Не менее 1 года
25. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами	18-01-01	Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю Не менее 80 см	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха), в том числе глухота при наличии навыков автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключаящее искажение этого смысла	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов	Не менее 7 лет
	18-01-02	Телевизор с поддержкой функций специальных возможностей, в том числе функции распознавания голоса и озвученным меню	Стойкие выраженные, значительно-выраженные нарушения сенсорных функций (зрения).	Умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) приводящие к глухоте, не коррегируемой слуховым аппаратом	

26. Мебель, принадлежности и приспособления для мебели	18-03-15	Прикроватный стол регулируемый	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность ПБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 3 лет
--	----------	--------------------------------	---	--	----------------

			Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
	18-10-03	Опора для спины	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний и травм, обславливающих невозможность либо значительные затруднения нахождения в положении сидя.	Не менее 5 лет
	18-12-04	Функциональная кровать с электроприводом с принадлежностями опоры	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 7 лет, с учетом руководства по эксплуатации
	18-12-05	Многофункциональ-н ая четырёхсекционная кровать с электроприводом с вертикализатором с функцией	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных,		

		переворачивания и туалетом	скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями:		
	18-12-06	Съемная кровать-платформа/п одматрачная платформа, с регулировкой по высоте или по углу наклона вручную самим пользователем	функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
	18-12-07	Функциональная кровать с механическим приводом			
	18-12-18	Наматрачник (матрацное покрывало)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации

			числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции		
--	--	--	---	--	--

			(хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
	18-12-19	Ортопедический матрац	Стойкие умеренные, выраженные нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. С учетом заключения врачебной комиссии медицинской организации	Медицинские противопоказания отсутствуют	
	18-12-20	Ортопедическая подушка			
	18-12-21	Опора для ног, для человека, лежащего в постели	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен,	Медицинские противопоказания отсутствуют	

			соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств.		
27. Вспомогательные средства для открывания/закрывания ворот, дверей, окон и занавесок	18-21-03	Дверной открыватель/закрыватель	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей, в том числе для пользующихся протезами и ортезами на верхние конечности	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет
	18-21-12	Открыватель/закрыватель жалюзи			
	18-21-15	Замок электрический			

28. Вспомогательные средства для обеспечения доступности в вертикальном направлении	18-30-15	Переносная рампа	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет, с учетом руководства по эксплуатации
	18-30-16	Фиксированная рампа	Для пострадавшего, имеющего медицинские показания для использования кресла-коляски	Медицинские противопоказания отсутствуют	
29. Телефонные устройства	19-01-01	Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов	Не менее 5 лет
	19-01-02	Телефонное устройство с функцией визуальной навигации	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения	Относительные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени	
30. Голосообразующие аппараты	20-01-01	Голосообразующий аппарат	Стойкие умеренные нарушения языковых и речевых функций (голосовой функции) вследствие заболеваний, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани.	Абсолютные медицинские противопоказания: глухонмота; бульбарный синдром. Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области трахеостомы; заболевания легких с выраженными нарушениями функции дыхательной системы.	Не менее 5 лет

31. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)	21-01-01	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке.	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.	Не менее 24 часов
	21-01-02	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.	
	21-01-03	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым.	Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым; колостома при наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений	Не менее 12 часов
	21-01-04	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной конвексной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии		

		пластиной	ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы)		
	21-01-05	Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы)	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уростомы при необходимости ее бужирования.	Не менее 24 часов
	21-01-06	Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)		
	21-01-07	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием: еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).	
		адгезивная пластина, плоская,			Не менее 3 суток
		мешок дренируемый			Не менее 24 часов
	21-01-08	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы,		

		комплекте:	илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)		
		адгезивная пластина, конвексная,			Не менее 3 суток
		мешок дренируемый			Не менее 24 часов
	21-01-09	Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области	Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем)	
		адгезивная пластина, плоская,			Не менее 3 суток
		мешок недренируемый с фильтром			Не менее 24 часов
	21-01-10	Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ.	
		адгезивная пластина, конвексная,			Не менее 3 суток
		мешок недренируемый с фильтром			Не менее 24 часов

	21-01-11	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостома)	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем).	
		адгезивная пластина, плоская,			Не менее 3 суток
		уростомный мешок			Не менее 24 часов
	21-01-12	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)		
		адгезивная пластина, конвексная,			Не менее 3 суток
		уростомный мешок			Не менее 24 часов
	21-01-13	Пояс для калоприемников и уроприемников	Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами		Не менее 2 месяцев
	21-01-14	Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы		

	21-01-15	Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы, нефростомы, цистостомы, уретрокутанеостомы, илеального кондуита. Недержание, задержка мочи, корректируемые с помощью использования уропрезерватива и уретральных катетеров длительного и постоянного пользования	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи.	Не менее 3 суток
	21-01-16	Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной			
	21-01-17	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге	Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретрокутанеостома, недержании мочи, корректируемых с помощью уропрезерватива		Не менее 15 суток
	21-01-18	Уропрезерватив с пластырем	Недержание мочи у мужчин		Не менее 24 суток
	21-01-19	Уропрезерватив самоклеящийся			
	21-01-20	Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)	Задержка мочи, континентная уростомы с резервуаром	Абсолютные медицинские противопоказания: острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры	Не менее 4 часов
	21-01-20.1	Катетер для самокатетеризации лубрицированный			

	21-01-21	Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации	Задержка мочи		
	21-01-22	Катетер уретральный длительного пользования	При полной или частичной неспособности самостоятельного опорожнения мочевого пузыря		Не менее 1 недели
	21-01-23	Катетер уретральный постоянного пользования			Не менее 1 месяца
	21-01-24	Катетер для эпицистостомы	Эпицистома		Не менее 1 недели
	21-01-25	Система (с катетером) для нефростомии	Нефростома		Не менее 3 месяцев
	21-01-26	Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы	Уретерокутанеостома		
	21-01-27	Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)	Инконтиненция (недержания кала) (I - II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая	Абсолютные медицинские противопоказания: тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера; кишечные инфекции; воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит);	Не менее 12 часов

				раны анального канала; ректальные свищи; диарея; инконтиненция тяжелой степени (III степень)	
	21-01-28	Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому	Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога.	Абсолютные медицинские противопоказания: стриктура сигмостомы; дивертикулез ободочной кишки; воспалительные заболевания толстой кишки; сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (при неэффективности использования медикаментозных и немедикаментозных методов). Относительные медицинские противопоказания: диарея; нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации	Не менее 3 месяцев
	21-01-29	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Неровности и кожные осложнения в перистомальной области.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей; наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.	Не менее 1 месяца
	21-01-30	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные		

		г	осложнения.		
	21-01-31	Крем защитный в тубе, не менее 60 мл	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы.		
	21-01-32	Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи.		
	21-01-33	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме для защиты кожи перистомальной области		
	21-01-34	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.			
	21-01-35	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме для ухода и обработки кожи вокруг стомы		
	21-01-36	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.			
	21-01-37	Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлено средство.	
	21-01-38	Абсорбирующие желирующие пакетики для	При илеостоме для сгущения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке.		

		стомных мешков, 30 шт.			
	21-01-39	Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Не менее 40 шт.	Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростома, расположенная в неудобном для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки.		
	21-01-40	Адгезивная пластина - кожный барьер	При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах.		Не менее 3 суток
	21-01-41	Защитные кольца для кожи вокруг стомы	Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах.		Не менее 24 часов
	21-01-42	Тампон для стомы	Колостома (сигмостома) при оформленном кишечном отделяемом	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома, уростома, еюностома; кишечные свищи; жидкое кишечное отделяемое; склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме	Не менее 12 часов
32. Абсорбирующее белье, подгузники	22-01-01	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной системы и (или) мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы;	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия	Не более 8 часов при выраженных нарушениях пищеварительной системы и/или

	22-01-02	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)	заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем		мочевыделительной функции, не более 6 часов при значительно выраженных нарушениях мочеиспускательной функции, в том числе при синдроме полиурии - не более 5 часов
	22-01-03	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)			
	22-01-04	Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г			
	22-01-05	Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г			
	22-01-06	Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии, бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г			

	22-01-07	Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии, бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г			
	22-01-08	Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии, бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г			
	22-01-09	Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии, бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г			
	22-01-10	Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии, бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г			
	22-01-11	Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии, бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г			

	22-01-12	Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г			
	22-01-13	Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г			
	22-01-18	Подгузники для детей весом свыше 20 кг и до 30 кг включительно	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной системы и/или мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем при невозможности использования подгузников для взрослых		
	22-01-19	Прокладки урологические для мужчин с полным влагопоглащением не менее 450 г			
	22-01-20	Прокладки урологические для мужчин с полным влагопоглащением не менее 700 г			
	22-01-21	Прокладки урологические для женщин с полным			
					Не более 8 часов при выраженных нарушениях мочевыделительной функции

		влагопоглощением не менее 450 г			
	22-01-22	Прокладки урологические для женщин с полным влагопоглощением не менее 700 г			
	22-01-23	Многоразовый абсорбирующие трусы	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции вследствие травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм мочеполовой системы, приводящих к недержанию мочи.		Срок пользования определяется режимом замены
33. Вспомогательные средства для реабилитации способности видеть	22-03-06	Очки	Нарушения сенсорных функций (зрения) в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 2 лет
	22-03-07	Контактные линзы	Нарушения сенсорных функций (зрения) в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации	Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04) концентрическое сужения поля зрения единственного или лучше видящего глаза менее 10 град.)	Срок пользования определяется режимом замены линз
	22-03-08	Средства для ухода за контактными	Наличие контактных линз	Аллергическая реакция на состав жидкости	

		линзами			
	22-03-09	Средства для ухода за очками	Наличие очков	Аллергическая реакция на состав жидкости	
34. Вспомогательные средства для рисования и рукописи	22-12-06	Доска для письма	Стойкие нарушения языковых и речевых функций вследствие заболеваний, последствий травм приводящих к нарушениям функций центральной нервной системы, отвечающих за воспроизводство и/или понимание речи, а также к нарушениям функций голосового аппарата	Медицинские противопоказания отсутствуют	Не менее 5 лет
	22-12-07	Доска для черчения	Стойкие нарушения языковых и речевых функций вследствие заболеваний, последствий травм приводящих к нарушениям функций центральной нервной системы, отвечающих за воспроизводство и/или понимание речи, а также к нарушениям функций голосового аппарата	Медицинские противопоказания отсутствуют	
	22-12-08	Доска для рисования	Стойкие нарушения языковых и речевых функций вследствие заболеваний, последствий травм приводящих к нарушениям функций центральной нервной системы, отвечающих за воспроизводство и/или понимание речи, а также к нарушениям функций голосового аппарата	Медицинские противопоказания отсутствуют	

	22-12-12	Прибор для письма шрифтом Брайля	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	22-12-18	Специальная(-ый) бумага для письма			
	22-12-19	Специальный пластик для письма			
35. Вспомогательные средства для вычислений (калькуляции)	22-15-06	Калькулятор с речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	Не менее 5 лет
36. Вспомогательные средства сигнализации, индикации, напоминания и подачи сигналов тревоги (опасности)	22-27-12	Часы со световой и вибрационной индикацией звонка будильника	Нарушения сенсорных функций (слуха), в том числе глухота	Заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в	Не менее 5 лет

				том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов. Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	22-27-13	Часы с хронометром с речевым выходом портативные	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза Нарушения сенсорных функций (слуха), в сочетании со значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	

	22-27-14	Часы с хронометром с тактильными обозначениями (метками) портативные	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза Нарушения сенсорных функций (слуха), в том числе глухота в сочетании со значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	
	22-27-15	Часы с хронометром с речевым выходом непортативные	Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	

			Нарушения сенсорных функций (слуха в сочетании со значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)		
	22-27-16	Часы с хронометром с тактильными обозначениями (метками) не портативные	Нарушения сенсорных функций (слуха), в том числе глухота Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза Нарушения сенсорных функций (слуха), в том числе глухота в сочетании со значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного	Стойкие значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	

			глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)		
37. Компьютеры	22-33-06	Портативный компьютер (планшет/моноблок)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) С учетом возможности осознанного использования полученной информации,	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности	Не менее 5 лет
38. Кресла-стулья с санитарным оснащением	23-01-01	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.	Не менее 4 лет
	23-01-02	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)			

	23-01-03	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.		
	23-01-04	Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, обуславливающих необходимость дополнительной фиксации (поддержки) головы и тела.		
	23-01-05	Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением		

			(статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.		
39. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа	23.1-01-01	Брайлевский дисплей	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха); стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1) в сочетании с глухотой, с учетом возможности осознанного	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения)	Не менее 7 лет

			использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля. Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля.		
	23.1-01-02	Программное обеспечение экранного доступа	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха); стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 -		Бессрочно

			0,1) в сочетании с глухотой, с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля. Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования		
40. Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом	23.2-01-01	Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза); выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения)	Бессрочно

			лучше видящего или единственного глаза от 19° до 10° включительно; центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10°, но более 5°. Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха): значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени при возможности компенсации нарушений слуха.		
41. Вспомогательные средства для фиксации (закрепления)	24-27-06	Противоскользящая подставка	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней (верхних) конечности (конечностей)		Не менее 5 лет

III. Перечень технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, предоставляемых застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Конструктивные особенности и параметры ТСР и ПОИ		Допустимые значения технических решений, конструктивных особенностей и параметров ТСР и ПОИ		Особенности применения
Код	Параметры	Код	Параметры	
Для позиций 04-48-03 "Велотренажеры", 04-48-04 "Велоэргометры", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Габаритные размеры	1.1	Для бытового использования	Применяется для позиций с 04-48-03 по 04-48-04
2	Максимальная грузоподъемность, кг	2.1	125	
		2.2	140	
		2.3	160	
		2.4	200	
		2.5	250	
3	Модуль измерения АД	3.1	Наличие	
4	Подключение к кардиографу	4.1	Наличие	

5	Использование в положении лежа	5.1	Наличие	
6	Регулировка наклона руля	6.1	Наличие	
7	Экран	7.1	Наличие	
8	Тренажер рук в составе	8.1	Наличие	
9	Ступенька	9.1	Наличие	
10	Опора для спины	10.1	Наличие	
11	Подлокотники	11.1	Наличие	
12	Пассивная механотерапия	12.1	Наличие	
13	Регулировка высоты сидения	13.1	Наличие	
Для позиций 04-48-12 "Устройство для тренировки пальцев", 04-48-13 "Устройство для тренировки кистей рук", 04-48-15 "Устройство для тренировки рук", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Габаритные размеры	1.1	Для бытового использования	Применяется для позиций с 04-48-12 по 04-48-15
2	Тренировка сгибание и разгибание запястья (возможно положение запястья в горизонтальной	2.1	Наличие	

	или вертикальной плоскости)		
3	Тренировка сжатия/разжатия кисти - тренировка пальцев (включая большой палец)	3.1	Наличие
4	Изолированные движения в проксимальных и дистальных фалангах пальцев (со специальным упором)	4.1	Наличие
5	Тренировка захватов: щипковый, пальцевой, ладонный, центрированный	5.1	Наличие
6	Тренировка с обратной связью	6.1	Наличие
7	Возможность отслеживание абсолютного перемещения руки в пространстве	7.1	Наличие
8	Тренировка захвата с переносом объекта	8.1	Наличие
9	Тренировка захвата с поворотом объекта	9.1	Наличие

10	Возможность дозировки физической нагрузки за счет настройки угла движения	10.1	Наличие	
11	Возможность регулирования скорости и чувствительности под пользователя	11.1	Наличие	
12	Выполнение упражнений из любого положения	12.1	Наличие	
13	Устройство пассивной разработки (пальцев, кистей, рук)	13.1	Наличие	
Для позиций 04-48-16 "Устройство для тренировки туловища", 04-48-17 "Устройство для тренировки нижних конечностей", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Пассивный режим тренировки с мотором	1.1	Наличие	Применяется для позиций 04-48-16, 04-48-17
2	Активный режим тренировки с переменным сопротивлением (тренировка собственной силой против сопротивления, создаваемого мотором)	2.1	Наличие	
3	Ассистивный режим тренировки (тренировка собственной силой, с поддержкой со стороны)	3.1	Наличие	

	мотора).			
4	Функция «Спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения и регулировки силы тяги мотора.	4.1	Наличие	
5	Вес устройства с биологической обратной связью для тренировки опорно-двигательного аппарата	5.1	Наличие	
6	Возможность использования устройства из инвалидной коляски и с обычного стула	6.1	Наличие	
7	Устройство оснащено операционной панелью с дисплеем, на котором отображается скорость, время тренировки, направление вращения	7.1	Наличие	
8	Возможность изменения высоты устройства (без инструментов) для регулировки под рост получателя	8.1	Наличие	

Для позиции 04-48-18 "Нагружаемый манжет", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид изделия (область применения)	1.1	На верхние конечности	
		1.2	На нижние конечности	
2	Вес нагрузки	2.1	От до	
Для позиции 6-01 "Трость опорная", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-24
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 – 50	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-04, с 6-01-09 по 6-01-12; с 6-01-17 по 6-01-20
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций 6-01-01 по 6-01-24. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-08.

				Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2	350 - 1100	Применяется для позиций с 6-01-09 по 6-01-24. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2.1	350 - 550	
		4.2.2	450 - 650	
		4.2.3	550 - 750	
		4.2.4	650 - 850	
		4.2.5	750 - 950	
		4.2.6	850 - 1100	
Для позиции 6-02 "Трость тактильная", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 0,5	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
3	Высота изделия, мм	3.1	1000 - 1500	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
Для позиции 6-03 "Трость белая опорная», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	

		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
Для позиции 6-04 "Костыли", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 3	Применяется для позиций 6-04-05, 6-04-06
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-04-01 по 6-04-06
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-04-01 по 06-04-06. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	

		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 1200	Применяется для позиций с 6-04-05 по 6-04-06
Для позиции 6-05 "Опора в кровать", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Шаг между ступенями, см	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
2	Максимальная нагрузка (не менее, кг)	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 6-05-01, 6-05-02. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
3	Общая длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
4	Ширина, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-02
Для позиции 6-09 "Опора для стоян", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции 6-09-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Регулировка угла наклона опоры	3.1	Наличие	
		3.2	Отсутствие	
4	Положение наклона опоры	4.1	Вперед	
		4.2	Назад	
		4.3	Вперед и назад - комбинированный	
5	Дополнительные характеристики опоры	5.1	Регулировка угла наклона	
		5.2	Подголовник	

		5.3	Держатель спинки
		5.4	Подлокотники
		5.5	Абдуктор и (или) разделитель для ног
		5.6	Боковые упоры для груди
		5.7	Упоры для коленей
		5.8	Упор для таза
		5.9	Подножки
		5.10	Ремень для груди
		5.11	Ремень для таза
		5.12	Столик
6	Спинка	6.1	Наличие
		6.2	Отсутствие
7	Спинка с боковыми упорами для фиксации головы	7.1	Наличие
		7.2	Отсутствие
8	Возможность перевода опоры в положение стоя	8.1	Наличие
		8.2	Отсутствие
9	Столик	9.1	Съемный
		9.2	Несъемный
10	Толщина настила или модуля, мм	10.1	Не менее 25

11	Регулируемые по длине ремни для фиксации голеней	11.1	Наличие
		11.2	Отсутствие
12	Ширина ремней для фиксации голеней, мм	12.1	Не менее 30
13	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	13.1	Наличие
		13.2	Отсутствие
14	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	14.1	Не менее 30
15	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	15.1	Наличие
		15.2	Отсутствие
16	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	16.1	Не менее 30
17	Регулируемые по длине ремни для фиксации стоп	17.1	Наличие
		17.2	Отсутствие
18	Ширина ремней для фиксации стоп, мм	18.1	Не менее 30
19	Регулируемые по длине ремни для фиксации ног в области колен	19.1	Наличие
		19.2	Отсутствие
20	Функция abduction	20.1	Наличие

	(изолированное разведение ног)	20.2	Отсутствие	
21	Параметры измерения для подбора размерного ряда	21.1	Расстояние от стопы до груди	
		21.2	Расстояние от стопы до колена	
		21.3	Расстояние от стопы до промежности	
		21.4	Длина стопы	
Для позиции 6-10 "Ходунки", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 6-10-01 по 6-10-06-04
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Ширина изделия, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота изделия, см	5.1	Индивидуальный подбор	
6	Ширина рукоятки, мм	6.1	Не менее 20 и не более 50	
		6.2	Не более 30	
7	Стояночный тормоз	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Регулировка по высоте	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Шаг регулировки по высоте, мм	9.1	Не более 25	

10	Наконечник для предотвращения скольжения	10.1	Наличие
		10.2	Отсутствие
11	Диаметр наконечника, мм	11.1	Не менее 35
		11.2	Не менее 25
12	Расстояние между поручнями	12.1	Индивидуальный подбор
13	Сиденье для отдыха	13.1	Наличие
		13.2	Отсутствие
14	Рабочий (ручной) тормоз	14.1	Наличие
		14.2	Отсутствие
15	Регулировка угла наклона опоры	15.1	Наличие
		15.2	Отсутствие
16	Расстояние между подлокотниками	16.1	Индивидуальный подбор
17	Поддерживающие трусики	17.1	Наличие
		17.2	Отсутствие
18	Антиреверсный механизм	18.1	Наличие
		18.2	Отсутствие
19	Подлокотники	19.1	Наличие
		19.2	Отсутствие

20	Разделитель для ног	20.1	Наличие	
		20.2	Отсутствие	
21	Фиксатор голеностопного сустава	21.1	Наличие	
		21.2	Отсутствие	
22	Фиксатор таза	22.1	Наличие	
		22.2	Отсутствие	
23	Фиксатор грудного отдела	23.1	Наличие	
		23.2	Отсутствие	
24	Фиксатор голени	24.1	Наличие	
		24.2	Отсутствие	
25	Фиксатор прямого хода колес	25.1	Наличие	
		25.2	Отсутствие	
26	Рукоятки с регулировкой по высоте и глубине установки	26.1	Наличие	
		26.2	Отсутствие	
Для позиции 6-11 "Поручни (перила) для самоподнимания", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Диаметр (для поручней круглого сечения), мм	1.1	Не более 50	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 (поручни для взрослых)
2	Толщина (для поручней прямоугольного сечения), мм	2.1	От 25 до 30	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02

3	Длина, см	3.1	30, 40, 60, 70, 80, 100	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02
		3.2	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02. Указывается длина поручня - одно или несколько значений: 30, 40, 60, 70, 80, 100 (по предпочтению инвалида)
Для позиций 06-30-03 "Парик", 06-30-06 "Шиньон", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип	1.1	Мужской/женский)	Применяется для позиций 6-30-03, 6-30-06
2	Размер	2.1	S (маленький): 52–54 см.	Применяется для позиций 6-30-03. Размер парика определяется по обхвату головы сантиметровой лентой, проходящей по линии роста волос (от центра лба, за ушами, по затылку)
		2.2	M (средний/стандартный): 55–57 см.	
		2.3	L (большой): 58–60 см	
Для позиции 06-30-09 "Ресницы", 06-30-10 "Брови", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Объем	1.1	Тонкие	Применяется для позиций 6-30-03, 6-30-06
		1.2	Средние	
		1.3	Густые/Пушистые	
Для позиции 8-09-64 "Динамический параподиум", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная нагрузка, не менее (кг)	1.1	60	Применяется для позиций 8-09-64
		1.2	80	
		1.3	100	
		1.4	125	
		1.5	150	
		1.6	Более 150	

2	Фиксаторы	2.1	Таза	
		2.2	Груди	
		2.3	Коленей	
3	Подставка для стоп	3.1	Наличие	
4	Возможность движения за счет отталкивания ногами	4.1	Наличие	
5	Возможность движения с помощью сопровождающего	5.1	Наличие	
6	Ручка для сопровождающего	6.1	Наличие	
7	Фиксаторы, стопорные механизмы	7.1	Наличие	
8	Регулировки	8.1	Высота / ширина / глубина сиденья	
9	Опоры	9.1	Наличие	
10	Угол наклона	10.1	Наличие	

Для позиции 7 (7-01 - 7-07-01) "Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу

1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-05-01
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06

5	Высота подножки, см	5.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
6	Высота подлокотника, см	6.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
7	Вид сиденья	7.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
		7.2	Жесткое	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-03, с 7-01-05 по 7-02-04, с 7-02-06 по 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
8	Вид спинки	8.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-08, 7-03-01, с 7-03-01-02 по 7-04-02-06
		8.2	Откидная	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-04, с 7-01-06 по 7-02-05, 7-02-07, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		8.3	Жесткая	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-04, с 7-01-06 по 7-02-05, 7-02-07, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
9	Вид подлокотников	9.1	Регулируемые по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
10	Вид подножки	10.1	Регулирующая по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
		10.2	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-05, 7-02-05, 7-02-06, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		10.3	С регулируемой опорой стопы	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
11	Приспособления	11.1	Подголовник	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		11.2	Боковые опоры для головы	
		11.3	Боковые опоры для тела	
		11.4	Поясничный валик	
		11.5	Валик или ремень для сохранения зазора между ногами	

		11.6	Держатели для ног	Применяется для позиций с 7-03-01 по 7-03-01-02
		11.7	Ремень для пятки	
		11.8	Нагрудный ремень	
		11.9	Поясной ремень	
		11.10	Подголовник	
		11.11	Боковые опоры для тела	
		11.12	Поясничный валик	
		11.13	Держатели для ног	
		11.14	Нагрудный ремень	
		11.15	Поясной ремень	
12	Электрический способ регулировки угла наклона спинки	12.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02-06
		12.2	Отсутствие	
13	Электрический способ регулировки угла наклона сиденья	13.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02-06
		13.2	Отсутствие	
14	Электрический способ регулировки угла наклона подножки	14.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02-06
		14.2	Отсутствие	
15	Альтернативные виды управления	15.1	Головой	Применяется для позиций 7-04-01, с 7-04-01-04 по 7-04-01-06, 7-04-02, с 7-04-02-04 по 7-04-02-06
		15.2	Подбородком	
		15.3	Пальцем руки	

		15.4	Культей руки	
		15.5	Ногой	
		15.6	Иные альтернативные виды управления (указать какие)	
16	Подлокотник	16.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-03-01 по 7-03-01-02
		16.2	Отсутствие	
		17.2	4 уровень	
		17.3	5 уровень	
17	Приспособление для преодоления лестниц	17.1	Колесное	Применяется для позиций 7-07-01
		17.2	Гусеничное	
Для позиции 8-01-01 "Протез пальца косметический", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Концевая фаланга	Применяется для позиции 8-01-01
		1.1.2	Средняя фаланга	
		1.1.3	Основная фаланга	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	

1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Протез пальца косметический			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез концевой фаланги пальца	Применяется для позиции 8-01-01
		2.1.2	Протез средней и концевой фаланг пальца	
		2.1.3	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца	
2.2	Функциональные особенности	2.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
2.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента), вариант исполнения	2.3.1	Полый	
		2.3.2	Заполненный полимерным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя	
2.4	Комплектность	2.4.1	Блок из 5 пальцев	
		2.4.2	Блок из 4х пальцев	
		2.4.3	Блок из 3х пальцев	
		2.4.4	Блок из 2х пальцев	
		2.4.5	1 протез пальца	
Для позиции 8-01-01(1) "Протез пальца пассивный, активный (тяговый)», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1.	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Средняя фаланга	Применяется для позиции 8-01-01(1)
		1.1.2	Основная фаланга	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2.	Протез пальца активный (механический, тяговый)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез средней и концевой фаланг пальца	Применяется для позиции 8-01-01(1)
		2.1.2	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца	
2.2	Назначение	2.2.1	Схват и удержание предметов	
2.3	Функциональные особенности	2.3.1	Активная фиксация	
		2.3.2	Пассивная (ступенчатая) фиксация	
2.4	Комплектность	2.4.1	Блок из 5 пальцев	

		2.4.2	Блок из 4х пальцев	
		2.4.3	Блок из 3х пальцев	
		2.4.4	Блок из 2х пальцев	
		2.4.5	1 протез пальца	
Для позиции 8-01-02 "Протез кисти косметический, в том числе при частичном вычленении кисти", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1.	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-01-02
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	

		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2.	Приемная гильза (при необходимости)			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-02
3.	Кисть косметическая			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Кисть косметическая	Применяется для позиции 8-01-02
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
3.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.3.1	Косметическая оболочка, заполненная полимерным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя	
3.4	Комплектность	3.4.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
Для позиции 8-01-03 "Протез предплечья косметический", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-01-03
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	

		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-01-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	Применяется для позиции 8-01-03
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	

4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-01-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Лучезапястный узел с функцией сгибания и разгибания	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-01-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-01-04 "Протез плеча косметический", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-01-04
		1.1.2	Средняя треть плеча	

		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-04
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-01-04
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные	3.3.1	Защита культи при болезненных и	

	особенности		рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	Применяется для позиций 8-01-04
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-01-04
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Лучезапястный узел с функцией сгибания и разгибания	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-01-04
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	

		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-01-04
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Иное	
		7.2.3	Замок полимерного чехла	
Для позиции 8-02-01 "Протез кисти рабочий", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-02-01
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	

		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца
		1.1.11	I пястная кость
		1.1.12	II пястная кость
		1.1.13	III пястная кость
		1.1.14	IV пястная кость
		1.1.15	V пястная кость
		1.1.16	Лучезапястный сустав
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой
		1.2.2	Указательный
		1.2.3	Средний
		1.2.4	Безымянный
		1.2.5	Мизинец
		1.2.6	I пястная кость
		1.2.7	II пястная кость
		1.2.8	III пястная кость
		1.2.9	IV пястная кость
		1.2.10	V пястная кость
		1.2.11	Кости запястья
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная

		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-01
3	Приемник для насадок			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-01
4	Насадка рабочая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-01
		4.1.2	Насадка рабочая активная	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		4.2.2	Выполнение трудовых операций	
		4.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		4.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
4.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	4.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	
5	Крепление			

5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-01
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Иное	
Для позиции 8-02-02 "Протез предплечья рабочий", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-02-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-02
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-02-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-02
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-02
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	

		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-02-03 "Протез плеча рабочий", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-02-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	

		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-02-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла,	4.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-03

	элемента)			
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-03
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	
		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-02-03
		6.1.2	Без локтевого узла	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
		6.2.4	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	

7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8-03-01 "Протез кисти активный (тяговый), в том числе при частичном вычленении кисти", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-03-01
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	

		1.1.11	I пястная кость
		1.1.12	II пястная кость
		1.1.13	III пястная кость
		1.1.14	IV пястная кость
		1.1.15	V пястная кость
		1.1.16	Лучезапястный сустав
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой
		1.2.2	Указательный
		1.2.3	Средний
		1.2.4	Безымянный
		1.2.5	Мизинец
		1.2.6	I пястная кость
		1.2.7	II пястная кость
		1.2.8	III пястная кость
		1.2.9	IV пястная кость
		1.2.10	V пястная кость
		1.2.11	Кости запястья
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная
		1.3.2	Нефункциональная

1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза (при необходимости)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-01
3	Искусственная кисть активная			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-01
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
3.3	Комплектность	3.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		3.3.2	Искусственная кисть активная без косметической оболочки	
		3.3.3	Комплект 2-х пальцев	
		3.3.4	Комплект 3-х пальцев	
		3.3.5	Комплект 4-х пальцев	
		3.3.6	Комплект 5 пальцев	
		3.3.7	Большой палец	
4	Крепление			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-01
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		4.2.2	Манжета на предплечье	
		4.2.3	Иное	
Для позиции 8-03-02 "Протез предплечья активный (тяговый)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-03-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-02
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-03-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-02
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная	
5	Лучезапястный узел			

5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-03-02
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-03-03 "Протез плеча активный (тяговый)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-03-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	

		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-03-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла,	4.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-03

	элемента)			
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная без косметической оболочки	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-03-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-03-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Шины локтевого шарнира	

7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8-05-02 "Протез после вычленения плеча функционально-косметический", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	Применяется для позиции 8-05-02
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	

2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	Применяется для позиции 8-05-02
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-05-02
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть	Применяется для позиции 8-05-02
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Искусственная кисть косметическая	
		4.2.2	Искусственная кисть шарнирная пассивная	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
		4.3.2	Искусственная кисть с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			

5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-05-02
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-05-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	Применяется для позиции 8-05-02
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла,	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-05-02

	элемента)			
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Иное	
Для позиции 8-07-01 "Протез стопы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Передний отдел стопы	Применяется для позиции 8-07-01
		1.1.2	Средний отдел стопы	
		1.1.3	Продольная ампутация стопы	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла,	2.1.1	Приемная гильза на культю стопы	Применяется для позиции 8-07-01
		2.1.2	Без приемной гильзы	

	элемента)			
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-01
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-01
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне переднего отдела стопы	
		4.2.2	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне среднего отдела стопы	
		4.2.3	Стопа в виде составного элемента при продольной	

			ампутации стопы	
		4.2.4	Стопа из композиционных материалов	
		4.2.5	Стопа бесшарнирная	
		4.2.6	Стопа из силикона анатомической формы	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-01
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление	
Для позиции 8-07-04 "Протез голени для купания", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-04
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	

		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			Применяется для позиции 8-07-04
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			Применяется для позиции 8-07-04
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	

4	Стопа			
4.1.	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	Применяется для позиции 8-07-04
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных материалов	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-04
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Без полимерного чехла	
		5.2.2	С полимерным чехлом	
5.3	Дополнительный элемент крепления	5.3.1	Полимерный бандаж-наколенник	
		5.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		5.3.3	Вакуумное крепление	
		5.3.4	Иное	
5.4	Функциональные особенности	5.4.1	Влагозащищенное	
6	Отделочные косметические элементы			

6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-04
		6.1.2	Без косметической облицовки	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Влагостойкая	
		6.2.2	Разъемная	
7	Дополнительное функциональное устройство	7.1.1	Устройство переключения щиколотки для занятия плаванием	
Для позиции 8-07-05 "Протез бедра для купания", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-05
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	

		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-05
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-05
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	Применяется для позиции 8-07-05

4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных материалов	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	
5	Коленный модуль протеза для купания			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-05
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
5.3	Функциональные особенности	5.3.1	Влагозащищенный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-05
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Без полимерного чехла	
		6.2.2	С полимерным чехлом	
6.3	Дополнительный элемент крепления	6.3.1	Бандаж	
		6.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		6.3.3	Вакуумное крепление	

		6.3.4	Иное	
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-05
		7.1.2	Без косметической облицовки	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Влагостойкая	
		7.2.2	Разъемная	
8	Дополнительные функциональные устройства			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Поворотное устройство	Применяется для позиции 8-07-05
8.2	Функциональные особенности	8.2.1	Влагозащищенное	
Для позиции 8-07-06 "Протез голени немодульный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-06
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	

		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3	1-2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4	Вес пациента, кг	
1.5	Протезирование	1.5	Протезирование	
2	Конструктивные особенности немодульного протеза голени			
2.1	Вид немодульного протеза голени	2.1.1	Протез шинно-кожаный	Применяется для позиции 8-07-06
		2.1.2	Протез цельнодеревянный	
		2.1.3	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	
3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-06
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая деревянная	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Кожаная	
4	Вкладные элементы			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-06
		4.1.2	Без вкладной гильзы	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла,	4.2.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	

	элемента)	4.2.2	Вкладная гильза кожаная	
5	Стопа			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-06
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Стопа бесшарнирная	
		5.2.2	Стопа шарнирная	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-06
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Манжета с шинами на бедро	
		6.2.2	Кожаное крепление	
		6.2.3	Манжета с шинами на бедро и кожаное крепление	
		6.2.4	Иное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-06
Для позиции 8-07-07 "Протез бедра немодульный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-07

		1.1.2	Верхняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Нижняя треть бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Конструктивные особенности немодульного протеза бедра			
2.1	Вид немодульного протеза бедра	2.1.1	Протез цельно-деревянный	Применяется для позиции 8-07-07
		2.1.2	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	
3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-07
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая металлическая	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Жесткая деревянная	

		3.2.4	Кожаная	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-07
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов протеза бедра	Применяется для позиции 8-07-07
		5.1.2	Узел колено-голень деревянный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-07
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Кожаное крепление	
		6.2.2	Бандаж	
		6.2.3	Иное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-07
Для позиции 8-07-08 "Протез при вычленении бедра немодульный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8-07-08
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Полукорсет	Применяется для позиции 8-07-08
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-08
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	

4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-08
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленно-тазобедренный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов для протеза при вычленении бедра	Применяется для позиции 8-07-08
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-08
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Полукорсет	
		6.2.2	Иное	
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-08
Для позиции 8-07-09 "Протез голени модульный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-09

		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-09
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	

2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-09
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
		3.1.3	Полимерный чехол	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-09
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-09
		5.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		5.1.3	Устройство переключения высоты каблука	

		5.1.4	Гидравлическая щиколотка	
		5.1.5	Модуль вакуумного насоса	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-09
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Без полимерного чехла	
		6.2.2	С полимерным чехлом	
6.3	Дополнительный элемент крепления	6.3.1	Бандаж-наколенник	
		6.3.2	Манжета с шинами на бедро	
		6.3.3	Без дополнительных элементов крепления	
		6.3.4	Иное	
7.	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-09
		7.1.2	Мягкая облицовка	
		7.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8-07-10 "Протез бедра модульный», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-10
		1.1.2	Нижняя треть бедра	

		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
1.2	Состояние кульги	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			Применяется для позиции 8-07-10
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			

3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-10
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-10
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-10
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением	
		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
6	Дополнительное функциональное устройство			

6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-10
		6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		6.1.4	Поворотное устройство	
		6.1.5	Гидравлическая щиколотка	
		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-10
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Без полимерного чехла	
		7.2.2	С полимерным чехлом	
7.3	Дополнительный элемент крепления	7.3.1	Бандаж	
		7.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		7.3.3	Иное	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-10
		8.1.2	Мягкая облицовка	
		8.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8-07-11 "Протез при вычленении бедра модульный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8-07-11
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза-полукорсет	Применяется для позиции 8-07-11
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	

2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-11
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-11
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-11
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением	

		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
6	Тазобедренный модуль			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	Применяется для позиции 8-07-11
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с механическим управлением	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-11
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	
		7.1.5	Гидравлическая щиколотка	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-11
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Стабилизаторы гребней подвздошных костей на баклях	
		8.2.3	Иное	

9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-11
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиций с 8-09-12 "Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфотического оттока, в том числе после ампутации молочной железы" по 8-09-16-02 "Бандаж грыжевой скротальный", 8-09-19 "Бандаж на коленный сустав (наколенник)", 8-09-20 "Бандаж компрессионный на нижнюю конечность", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип бандажа	1.1	Взрослый	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
		1.2	Детский	
2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
4	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	4.1	Окружность плеча, предплечья, запястья	Применяется для позиции 8-09-12
		4.2	Окружность талии, окружность бедер	Применяется для позиций с 8-09-13 по 8-09-16-02
		4.3	Окружность грудной клетки	Применяется для позиции 8-09-14
		4.4	Окружность середины коленного сустава, окружность бедра выше коленного сустава на 10 см, окружность голени ниже коленного сустава на 10 см	Применяется для позиции 8-09-19
		4.5	Окружность щиколотки в самом узком месте, окружность голени в самом широком месте, окружность бедра ниже паха на 5 см	Применяется для позиции 8-09-20

5	Необходимость индивидуального изготовления	5.1	Отсутствие	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
		5.2	Наличие	
6	Вариант изготовления	6.1	С перчаткой	Применяется для позиции 8-09-12
		6.2	Без перчатки	
		6.3	Бандаж-грация-трусы	Применяется для позиции 8-09-13
		6.4	Бандаж-трусы	
		6.5	Бандаж-пantalоны	
		6.6	Чулки	Применяется для позиции 8-09-20
		6.7	Гольфы	
		6.8	Колготы	
7	Вид конструкции бандажей	7.1	Односторонний	Применяется для позиций с 8-09-16 по 8-09-16-02
		7.2	Двусторонний	
8	Класс компрессии	8.1	1	Применяется для позиций 8-09-12, 8-09-20
		8.2	2	
		8.3	3	
		8.4	4	
Для позиций 8-09-17 "Головодержатель полужесткой фиксации", 8-09-18 "Головодержатель жесткой фиксации", с 8-09-21 "Бюстгальтер (лиф-крепление) и (или) грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы" по 8-09-26 "Реклинатор-корректор осанки", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций 8-09-17, 8-09-18, с 8-09-21 по

		1.2	Женский	8-09-26
2	Возраст пользователя	2.1	Год рождения	
3	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	3.1	Подгрудный обхват	Применяется для позиции 8-09-21 (указываются оба параметра одновременно)
		3.2	Полнота (обхват груди по выступающим точкам)	
		3.3	Обхват груди	Применяется для позиций с 8-09-22 по 8-09-26 (сочетание параметров измерения определяется в зависимости от уровня поражения)
		3.4	Обхват талии	
		3.5	Обхват бедер с учетом выступа живота	
4	Вид формы гильзы-головодержателя	4.1	С захватом затылочной области головы	Применяется для позиции 8-09-18
		4.2	Без захвата затылочной области головы	
		4.3	С разгрузкой на плечевую область туловища	
		4.4	Разгрузкой на переднюю верхнегрудную область	
		4.5	С разгрузкой на заднюю верхнегрудную область	
		4.6	Со смягчением внутренней поверхности гильзы	
		4.7	Без смягчения части внутренней поверхности гильзы	
5	Расположение основания	5.1	На уровне верхнегрудного отдела позвоночника	Применяется для позиции 8-09-25
		5.2	Уровне среднегрудного и верхнегрудного отделов позвоночника	
		5.3	Уровне нижнегрудного, среднегрудного, верхнегрудного отделов позвоночника	

Для позиций с 8-09-27 "Аппарат на кисть" по 8-09-36 "Аппарат на всю руку", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Кисть (с фалангами пальцев)	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Лучезапястный сустав	
		1.4.3	Локтевой сустав	
		1.4.4	Плечевой сустав	
		1.4.5	Комбинированные аппараты	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта	
		2.2.2	Комбинированная	
		2.2.3	Из композитных материалов	

3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
		3.1.2	Без вкладных элементов	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона	
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных полимеров	
		3.2.3	Иное	
4	Шарниры пальцев			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	С шарнирами пальцев	Применяется для позиций 8-09-27, 8-09-28, 8-09-31, 8-09-36
		4.1.2	Без шарниров пальцев	
4.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	С возможностью регулировки	
		4.2.2	Без регулировки	
5	Лучезапястный шарнир			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	С лучезапястным шарниром	Применяется для позиций 8-09-28, 8-09-29, 8-09-31, 8-09-32, 8-09-34, 8-09-36
		5.1.2	Без лучезапястного шарнира	
5.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	С возможностью регулировки	
		5.2.2	Без регулировки	
6	Локтевой шарнир			
6.1	Конструктивные	6.1.1	С замком	Применяется для позиций с 8-09-30 по 8-09-34, 8-09-36

	особенности модуля (узла, элемента)	6.1.2	Без замка	
6.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	С возможностью регулировки	
		6.2.2	Без регулировки	
7	Плечевой шарнир			Применяется для позиций с 8-09-33 по 8-09-36
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	С плечевым шарниром	
		7.1.2	Без плечевого шарнира	
7.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	С возможностью регулировки	
		7.2.2	Без регулировки	
8	Электронный блок управления	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Дополнительные функции	9.1	Наличие режима тренажера (возможность разновидности амплитуды и (или) степеней свободы движений в суставах)	
Для позиций с 8-09-37 "Аппарат на голеностопный сустав" по 8-09-43 "Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез), 8-09-63 "Аппарат на голеностопный и коленный суставы с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их	

			проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Голеностопный сустав	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Коленный сустав	
		1.4.3	Тазобедренный сустав	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта	
		2.2.2	Комбинированная	
		2.2.3	Из композитных материалов	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63
		3.1.2	Без вкладных элементов	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона	
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладные элементы из мягкого термопласта	
		3.2.4	Иное	

4	Голеностопный шарнир			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	С голеностопным шарниром	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-38, 8-09-42, 8-09-43, 8-09-63
		4.1.2	Без голеностопного шарнира	
4.2	Функциональные особенности модуля	4.2.1	С возможностью регулировки	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-38, 8-09-42, 8-09-43, 8-09-63
		4.2.2	Без регулировки	
		4.2.3	Динамический	Применяется для позиций 8-09-37, 8-09-37-01
5	Коленный шарнир			
5.1	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.1.1	С замком	Применяется для позиций 8-09-38, с 8-09-39 по 8-09-39-03, с 8-09-41 по 8-09-43, 8-09-63
		5.1.2	Без замка	
5.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	С возможностью регулировки	
		5.2.2	Без регулировки	
6	Тазобедренный шарнир			
6.1	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.1.1	С замком	Применяется для позиций с 8-09-41 по 8-09-43
		6.1.2	Без замка	
		6.1.3	Реципрокный шаговый шарнир	Применяется для позиции 8-09-43
6.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	С возможностью регулировки	Применяется для позиций с 8-09-41 по 8-09-43
		6.2.2	Без регулировки	

7	Блок микропроцессорного управления	7.1	В голеностопном шарнире	Применяется для позиции 8-09-63. Возможно сочетание допустимых значений
		7.2	В коленном шарнире	
Для позиций с 8-09-44 "Тutor на лучезапястный сустав" по 8-09-54 "Тutor на всю ногу", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Кисть (с фалангами пальцев)	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-48. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Лучезапястный сустав	
		1.4.3	Локтевой сустав	
		1.4.4	Плечевой сустав	
		1.4.5	Голеностопный сустав	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.6	Коленный сустав	
		1.4.7	Тазобедренный сустав	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта	
		2.2.2	Комбинированная	
		2.2.3	Из композиционных материалов	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
		3.1.2	Без вкладных элементов	
3.2.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона	
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладные элементы из мягкого термопласта	
		3.2.4	Иное	
Для позиции 8(1)-04-01 "Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при частичном вычленении кисти", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8(1)-04-01
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	

		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца
		1.1.11	I пястная кость
		1.1.12	II пястная кость
		1.1.13	III пястная кость
		1.1.14	IV пястная кость
		1.1.15	V пястная кость
		1.1.16	Лучезапястный сустав
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой
		1.2.2	Указательный
		1.2.3	Средний
		1.2.4	Безымянный
		1.2.5	Мизинец
		1.2.6	I пястная кость
		1.2.7	II пястная кость

		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-01
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-01
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-01
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.3.1	С 5-ю пальцами	
		4.3.2	С блоком из 2-х пальцев (в то числе с большим пальцем)	
		4.3.3	С блоком из 3-х пальцев	
		4.3.4	С блоком из 4-х пальцев	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением и косметическая оболочка	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
5	Крепление			Применяется для позиции 8(1)-04-01
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной)	

	особенности модуля (узла, элемента)		гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Иное	
Для позиции 8(1)-04-02 "Протез предплечья с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8(1)-04-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
1.2	Объем ампутации, отсутствующий сегмент	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-02

3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-02
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	

4.5	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			Применяется для позиции 8(1)-04-02
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
		5.1.2	Без лучезапястного узла	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Крепление			Применяется для позиции 8(1)-04-02
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на предплечье	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	

Для позиции 8(1)-04-03 "Протез плеча с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8(1)-04-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-03

	разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-03
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3.	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4.	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	

4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8(1)-04-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8(1)-04-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	

		6.2.4	Шины локтевого шарнира	
		6.2.5	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-04-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8(1)-05-01 "Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	Применяется для позиции 8(1)-05-01
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	

		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	Применяется для позиции 8(1)-05-01
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-05-01
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-05-01

4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			Применяется для позиции 8(1)-05-01
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	

		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8(1)-05-01
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	Применяется для позиции 8(1)-05-01
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	
		7.2.3	Плечевой узел активный с микропроцессорным управлением	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла,	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-05-01

	элемента)			
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Иное	
Для позиции 8(1)-07-12 "Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-12

	разновидности модуля (узла, элемента)			
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-12
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	

		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
		4.2.4	Стопа с микропроцессорным управлением	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8(1)-07-12
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
5.3	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.3.1	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы переноса)	
		5.3.2	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы опоры или фазы опоры и фазы переноса)	
		5.3.3	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих повышенную функциональность сложных видов передвижения (наличие контроля фазы опоры и фазы переноса, ходьба по лестнице переменным шагом)	
6	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		6.1.4	Поворотное устройство	

		6.1.5	Гидравлическая щиколотка	
		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-07-12
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Без полимерного чехла	
		7.2.2	С полимерным чехлом	
7.3	Дополнительный элемент крепления	7.3.1	Бандаж	
		7.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		7.3.3	Иное	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		8.1.2	Мягкая облицовка	
		8.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8(1)-07-13 "Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	

		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза - полукорсет	Применяется для позиции 8(1)-07-13
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		3.1.2	Без вкладной гильзы	

3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-13
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8(1)-07-13
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
5.3	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.3.1	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы переноса)	
		5.3.2	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы опоры или фазы опоры и фазы переноса)	
		5.3.3	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих	

			повышенную функциональность сложных видов передвижения (наличие контроля фазы опоры и фазы переноса, ходьба по лестнице переменным шагом)	
6	Тазобедренный модуль			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	Применяется для позиции 8(1)-07-13
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с механическим управлением	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	
		7.1.5	Гидравлическая щиколотка	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-07-13
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Иное	

8.3	Дополнительный элемент крепления	8.3.1	Стабилизаторы гребней подвздошных костей на баклях	
9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8(1)-07-14 "Протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть голени (при двусторонней ампутации)	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		1.1.2	Средняя треть голени	
		1.1.3	Верхняя треть голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	2 - 3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-14

	разновидности модуля (узла, элемента)			
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-14
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа с микропроцессорным управлением	

5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Система крепления	Применяется для позиции 8(1)-07-14
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Без полимерного чехла	
		5.2.2	С полимерным чехлом	
5.3	Дополнительный элемент крепления	5.3.1	Бандаж-наколенник	
		5.3.2	Манжета с шинами на бедро	
		5.3.3	Без дополнительных элементов крепления	
		5.3.4	Иное	
6	Отделочные косметические элементы			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		6.1.2	Мягкая облицовка	
		6.1.3	Без косметической облицовки	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Гидравлическая щиколотка	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		7.1.2	Модуль вакуумного насоса	
Для позиций с 9-01-01 "Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)" по 9-01-04 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)" и с 9-02-01 "Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)" по 9-02-03 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций с 9-01-01 по 9-01-04, с 09-02-01

		1.2	Женский	по 9-02-03
2	Назначение	2.1	При продольном плоскостопии	Применяется для позиций 9-01-01, 9-02-01. Возможно сочетание нескольких допустимых значений
		2.2	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.3	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.4	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе	
		2.5	Варусной, поло-варусной стопе	
		2.6	Полой стопе	
		2.7	Эквинусной стопе	
		2.8	Пяточной стопе	
		2.9	Косолапости	
		2.10	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
		2.11	Укорочении нижней конечности	
		2.12	Отвисающей стопе	
		2.13	Паралитической стопе	
		2.14	Диабетической стопе	
		2.15	Лимфостазе	
		2.16	Акромегалии	
		2.17	Разной длине стоп	
		2.18	Кульнях стоп или аномалиях развития по типу культи	

2.19	Для бездвуруких	Применяется для позиций 9-01-02, 9-02-02. Возможно сочетание нескольких допустимых значений
2.20	Неопороспособной конечности	
2.21	При иной патологии (указать какой)	
2.22	На протез	
2.23	При продольном плоскостопии	
2.24	Распластанности переднего отдела стопы	
2.25	Сочетанной форме плоскостопия	
2.26	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе	
2.27	Варусной, поло-варусной стопе	
2.28	Полой стопе	
2.29	Эквинусной стопе	
2.30	Пяточной стопе	
2.31	Косолапости	
2.32	Деформации и сгибательной контрактуры пальцев стопы	
2.33	Отвисающей стопе	
2.34	Паралитической стопе	
2.35	Диабетической стопе	
2.36	Лимфостазе	
2.37	Акромегалии	

2.38	Культе стопы или аномалии развития по типу кульги
2.39	Для бездвруких
2.40	Неопороспособную конечность
2.41	При иной патологии (указать какой)
2.42	На протез
2.43	При продольном плоскостопии
2.44	Распластанности переднего отдела стопы
2.45	Сочетанной форме плоскостопия
2.46	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе
2.47	Варусной, поло-варусной стопе
2.48	Полой стопе
2.49	Эквинусной стопе
2.50	Пяточной стопе
2.51	Косолапости
2.52	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы
2.53	Укорочении нижней конечности
2.54	Отвисающей стопе
2.55	Паралитической стопе
2.56	Диабетической стопе

Применяется для позиции 9-01-03

Применяется для позиций 9-01-04, 9-02-03

		2.57	Лимфостазе	
		2.58	Акромегалии	
		2.59	Разной длине стоп	
		2.60	Кульнях стоп или аномалиях развития по типу культи	
		2.61	Для бездвуруких	
		2.62	Неопороспособную конечность	
		2.63	При иной патологии (указать какой)	
		2.64	Стопы с ортопедическим аппаратом (при двустороннем поражении)	
		2.65	Стопа с ортопедическим аппаратом (при одностороннем поражении)	
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций с 9-01-01 по 9-01-04, с 9-02-01 по 9-02-03
		3.2	Полуботинки	
		3.3	Ботинки	
		3.4	Полусапоги	
		3.5	Сапоги	
Для позиций 9-01-05 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)", 9-01-06 "Вкладной башмачок" и 9-02-04 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций 9-01-05, 9-01-06, 9-02-04
		1.2	Женский	

2	Назначение	2.1	На протез, стопу с ортопедическим аппаратом	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		2.2	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стопы (односторонний дефект стопы)	Применяется для позиции 9-01-06
		2.3	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стоп (двусторонний дефект)	Применяется для позиции 9-01-06
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.2	Полуботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.3	Ботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
Для позиций 09-03-05 "Верхняя одежда, куртка для ношения вне помещений", 09-03-06 "Пончо для ношения вне помещений, и накидки", 09-03-07 "Накидка для ношения вне помещений", 09-03-12 "Перчатки и варежки", 09-06-15 "Вспомогательное средство для защиты (предохранения) кистей: перчатки для пользования креслом-коляской", 09-03-18 "Куртки и брюки", 09-03-24 "Нательное белье", 09-03-27 "Чулки и носки", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Сезон	1.1	Лето	Применяется для позиций с 09-03-05 по 09-03-27
		1.2	Осень/Весна	
		1.3	Зима	
2	Размер	2.1	Индивидуальный подбор	
3	Наличие световозвращающих элементов		Наличие	Применяется для позиций 09-03-05
Для позиций 09-12-09 "Сиденье туалетное (сиденье на унитаз) ", 09-12-15 "Туалетное налагаемое (приставное) сиденье", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип сиденья	1.1	Мягкое	Применяется для позиций 09-12-09, 09-12-15
		1.2	Жесткое	

2	Конструкция	2.1	С крышкой	
3	Крепление	3.1	Наличие	
4	Форма	4.1	Овальное	
		4.2	D-образное	
Для позиций 09-12-24 "Туалетный подлокотник и спинка, монтируемые на унитаз", 09-12-25 "Туалетный подлокотник и спинка, не закрепленные на унитазе", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная нагрузка, не менее (кг)	1.1	60	Применяется для позиций 09-12-24, 09-12-25
		1.2	80	
		1.3	100	
		1.4	125	
		1.5	150	
		1.6	Более 150	
Для позиций 09-33-04 "Доска для сидения в ванне", 09-33-05 "Сиденье для ванны", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная нагрузка, не менее (кг)	1.1	60	Применяется для позиций 09-33-04, 09-33-05
		1.2	80	
		1.3	100	
		1.4	120	
		1.5	150	
Для позиций 09-33-06 "Противоскользящий мат для ванной", 09-33-07 "Противоскользящий мат для душа", 09-33-08 "Противоскользящая лента для душа", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1	Размер	1.1	Длина	Применяется для позиций 09-33-06, 09-33-07, 09-33-08
		1.2	Ширина	
Для позиций 09-33-09 "Кресло для душа на колесиках", 09-33-10 "Кресло для душа без колес", 09-33-11 "Скамеечка для душа", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Конструкция рамы	1.1	Складная	Применяется для позиций 09-33-09, 09-33-10, 09-33-11
		1.2	Нескладная	
2	Размеры	2.1	Длина сиденья	
		2.2	Ширина сиденья	
		2.3	Высота подлокотников	
		2.4	Высота спинки (от сиденья)	
3	Подлокотники	3.1	Фиксированные	
		3.2	Откидные	
4	Максимальная нагрузка, не менее (кг)	4.1	60	
		4.2	80	
		4.3	100	
		4.4	125	
		4.5	150	
		4.6	Более 150	
5	Тормоза-фиксаторы	5.1	Да	Применяется для позиций 09-33-09
		5.2	Нет	

Для позиции 09-33-21 "Ванна складывающаяся, переносная", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер	1.1	Длина (не менее, см)	Применяется для позиций 09-33-21
		1.2	Ширина (не менее, см)	
Для позиции 10 (10-01-01 - 10-02-03) "Противопролежневые матрасы и подушки», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальный вес пользователя, кг	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03, с 10-02-01 по 10-02-03
2	Длина, см	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
3	Ширина, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03
Для позиций 11-01-05 "Захват активный", 11-01-06 "Захват для удержания посуды", 11-01-09 "Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и прочее)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Длина, см	1.1	Не более 90	Применяется для позиции 11-01-05
2	Ширина захвата, мм	2.1	Не более 60	Применяется для позиции 11-01-05
3	Масса изделия, кг	3.1	Не более 0,15	Применяется для позиции 11-01-05
4	Грузоподъемность, кг	4.1	Не более 1	Применяется для позиции 11-01-05
5	Тип крепления приспособления	5.1	Рамка	Применяется для позиции 11-01-06
		5.2	Велкро	
6	Максимальная нагрузка, Н	6.1	Не менее 100	Применяется для позиции 11-01-09
Для позиций (12-01-01 - 12-01-08) "Специальная одежда", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип одежды	1.1	Взрослая	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05

				по 12-01-08
2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-08
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-08
4	Доступные размеры	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-08
5	Комплектность	5.1	Пальтово-костюмный ассортимент	Применяется для позиции 12-01-01
		5.2	Платьево-блузочный ассортимент	
		5.3	Верхние сорочки	
		5.4	Нательное белье	
6	Особенность изготовления	6.1	Для типовых фигур	Применяется для позиций 12-01-01, 12-01-02
		6.2	Индивидуальное изготовление	
		6.3	При сложной сочетанной патологии, требующей особо сложных методов изготовления	
Для позиции 12-12-31"Рама для перевозки порожнего кресла-коляски на транспортном средстве", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Назначение	1.1	Надежная фиксация порожней инвалидной коляски в багажном отделении или салоне автомобиля во время движения (категория М2)	Применяется для позиции 12-12-31
2	Тип	2.1	Напольная	
		2.2	настенная	
		2.3	универсальная рама с крестообразными элементами	

			жесткости	
3	Габариты	3.1	Рама должна вмещать складные кресла-коляски	
Для позиции 12-36-03 "Мобильный подъемник для перемещения человека, размещенного на сиденье, подвешенном на канатах (стропах)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная рабочая нагрузка	1.1	150	Применяется для позиции 12-36-03
2	Конструкция изделия	2.1	модульная конструкция, с подвижным основанием и съемным подвижным плечом с траверсой	
3	Подвижная конструкция	3.1	складная	
4	Рукояти для передвижения	4.1	наличие	
5	Подвес-гамак	5.1	наличие	
6	Траверса	6.1	наличие	
7	Управление	7.1	электрический привод	
8	Пульт управления	8.1	наличие	
9	Аккумуляторная батарея	9.1	наличие	
10	Регулировка ширины подвижной конструкции	10.1	наличие	
11	Регулировка высоты траверсы	11.1	наличие	
12	Фиксация в рабочем положении	12.1	наличие	

Для позиции 12-36-09 "Мобильный подъемник для перемещения человека в лежачем положении", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная рабочая нагрузка, кг.	1.1	150	Применяется для позиции 12-36-09
2	Конструкция изделия	2.1	Мобильное шасси с установленной П-образной или Г-образной стрелой	
3	Тип лежа/подвеса	3.1	Мягкий подвес или жесткое основание для лежачего положения	
4	Подъемная конструкция	4.1	Складная	
5	Рукояти для передвижения	5.1	Наличие	
6	Регулировка высоты	6.1	Наличие	
7	Управление	7.1	Электрический привод	
8	Пульт управления	8.1	Наличие	
9	Аккумуляторная батарея	9.1	Наличие	
Для позиции 13-01-01 "Специальные устройства для чтения "говорящих книг" на флеш-картах» ", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип устройства	1.1	Карманное	Применяется для позиции 13-01-01. Индивидуальный подбор в зависимости от способа использования
		1.2	Настольное	
2	Возможность прослушивания	2.1	С помощью встроенной акустической системы и стереонаушников	Применяется для позиции 13-01-01
3	Речевое сопровождение вводимых пользователем команд (за исключением команд навигации, регулировки громкости и	3.1	Наличие	

	регулировки скорости)			
4	Регулировка громкости	4.1	Наличие	
5	Регулировка скорости сопровождения	5.1	Наличие	
6	Wi-Fi в диапазоне от 2400 до 2483,5 МГц	6.1	Наличие	
7	NFC	7.1	Наличие	
8	Bluetooth	8.1	Не ниже 4.1	
9	Поддержка работы с сервисами сетевых электронных библиотек для слепых и слабовидящих через Wi-Fi и мобильный интернет	9.1	Наличие	
Для позиций с 13-01-02 "Электронный ручной видеоувеличитель" по 13-01-04 "Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат" "говорящих книг", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 9	Применяется для позиции 13-01-02
		1.2	Не менее 50	Применяется для позиции 13-01-03
2	Кратность увеличения, крат	2.1	2 - 10	Применяется для позиции 13-01-02
		2.2	До 170	Применяется для позиции 13-01-03
		2.3	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 13-01-02, 13-01-03, 13-01-04. Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области
Для позиции 15 (15-01-01 - 15-01-02) "Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1	Вывод результата	1.1	Речевой и визуальный	Применяется для позиций 15-01-01, 15-01-02
Для позиции 18 (18-01-01) "Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 80	Применяется для позиций 18-01-01
Для позиции 19-01-01 "Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Голосовое управление	1.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
2	Русский синтезатор речи	2.1	Наличие	
3	Клавиатура с алфавитом на русском языке	3.1	Наличие	
Для позиции 15-03-01 "Кухонные весы с крупными или тактильными метками или обозначениями" , в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип весов	1.1	электронные	Применяется для позиции 15-03-01
2	Тип экрана	2.1	монохромный ЖК-дисплей с крупными цифрами	
3	Максимальный вес	3.1	5 кг	
4	Управление	4.1	кнопочное	
Для позиции 15-03-02 "Кухонные весы со звуковым оповещением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип весов	1.1	электронные	Применяется для позиции 15-03-02
2	Тип экрана	2.1	монохромный ЖК-дисплей с крупными цифрами	
3	Максимальный вес	3.1	5 кг	
4	Язык озвучивания	4.1	русский	
5	Предупредительный звуковой	5.1	Наличие	

	сигнал перед речевыми сообщениями			
Для позиции 15-03-03 "Кухонный прибор для измерения объема и уровня жидкости с крупными или тактильными метками или обозначениями", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Мерная кружка	1.1	Для дозирования малых и средних объёмов жидкостей (сиропы, масла, вода)	Применяется для позиции 15-03-03
		1.2	с ручкой и носиком для аккуратного наливания	
		1.3	Четкая шкала с мелким шагом (часто до 10–25 мл) для высокой точности с крупными и понятными обозначениями	
2	Мерный стакан для жидкостей	2.1	Чёткая шкала объёма, доступная из различных материалов (стекло, пластик, нержавеющая сталь) с крупными и понятными обозначениями.	
		2.2	носик для капельно-чистого налива	
3	Мерный кувшин	3.1	Для приготовления больших порций, супов, соусов, напитков	
		3.2	объём от 500 мл до 2 л	
		3.3	с ручкой	
		3.4	Чёткая шкала должна быть нанесена по всей высоте и/или с двойной разметкой (мл/чашки) с крупными и понятными обозначениями	
Для позиции 15-03-04 "Кухонный прибор для измерения объема и уровня жидкости со звуковым оповещением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Звуковой сигнал о наполнении прибора (чашка/стакан)	1.1	Наличие	Применяется для позиции 15-03-04

Для позиции 15-03-05 "Мерная ложка с крупными или тактильными метками или обозначениями", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Объём	1.1	15 мл, 5 мл, 2,5 мл и 1,25 мл	Применяется для позиции 15-03-05
2	Маркировка для тактильного определения объема	2.1	Рельефная	
3	Тактильный шрифт Брайля	3.1	Наличие	
4	Удлинённая ручка для удобства захвата	4.1	Наличие	
Для позиции 15-03-06 "Мерная чашка с крупными или тактильными метками или обозначениями", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Объём	1.1	1000 мл	Применяется для позиции 15-03-06
2	Мерная шкала с крупными и понятными обозначениями	2.1	Наличие	
3	Носик для переливания или пересыпания продуктов	3.1	Наличие	
Для позиции 15-03-07 Кухонный термометр со звуковым оповещением , в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Таймер	1.1	По времени/по температуре	Применяется для позиции 15-03-06
2	Наличие звукового сигнала при достижении заданной температуры	2.1	Наличие	
3	Шаг измерения	3.1	1 °C	
Для позиции 15-03-10 "Кухонный хронометр с крупными или тактильными метками или обозначениями", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тактильный циферблат, на который нанесены крупные	1.1	Наличие	Применяется для позиции 15-03-10

	цифры			
2	Тип	2.1	механический	
3	Установка времени таймера	3.1	Реле/рычаг	
Для позиций 15-03-11 "Кухонный хронометр со звуковым оповещением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Режим	1.1	таймер и секундомер	Применяется для позиции 15-03-11
2	Максимальное время отсчёта	2.1	99 минут 55 секунд	
3	Наличие звукового оповещения об окончании отведённого времени	3.1	Наличие	
Для позиций 15-03-15 "Кухонный нож", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Встроенный ограничитель толщины, позволяющий нарезать продукты ломтиками одинаковой толщины без посторонней помощи	1.1	Наличие	Применяется для позиции 15-03-15
Для позиций 15-03-16 "Разделочная кухонная доска", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Противоскользящие углы	1.1	Наличие	Применяется для позиции 15-03-16
2	Овощечистка	2.1	Наличие	
3	Шипы для фиксации	3.1	Наличие	
4	Бортики для хлеба	4.1	Наличие	
Для позиций 15-03-25 "Микроволновая печь", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				

1	Тип управления	1.1	Механическое	Применяется для позиции 15-03-25
		1.2	Сенсорное	
2	Голосовое управление	2.1	Наличие	
3	Звуковые напоминания	3.1	Наличие	
4	Большие циферблаты	4.1	Наличие	
5	Клавиатура со шрифтом Брайля	5.1	Наличие	
Для позиций 15-09-09 "Воронка конусообразной формы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Диаметр в верхней части	1.1	36 мм	Применяется для позиции 15-09-09
		1.2	56 мм	
		1.3	100 мм	
		1.4	150 мм	
Для позиций 15-09-10 "Кружка адаптированная"; 15-09-11 "Стакан адаптированный) "; 15-09-12 "Чашка адаптированная", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Объем	1.1	250 мл	Применяется для позиций 15-09-10, 15-09-11, 15-09-12
		1.2	230 мл	
		1.3	350 мл	
		1.4	301–400 мл	
2	Элементы	2.1	ручки	
		2.2	трубочка	

		2.3	мерное деление	
3	Наличие присоски	3.1	Да	
		3.2	Нет	
4	С вырезом для носа	4.1	Да	
		4.2	Нет	
Для позиции 18-10-03 "Опора для спины", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная нагрузка, не менее, кг	1.1	Указание веса пациента	Применяется для позиции 18-10-03
2	Регулируемый уровень высоты	2.1	Наличие	
Для позиций 18-12-04 "Функциональная кровать с электроприводом с принадлежностями опоры"; 18-12-05 "Многофункциональная четырехсекционная кровать с электроприводом с вертикализатором с функцией переворачивания и туалетом"; 18-12-06 "Съемная кровать-платформа/подматрачная платформа, с регулировкой по высоте или по углу наклона вручную самим пользователем"; 18-12-07 "Функциональная кровать с механическим приводом", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Количество секций	1.1	1	Применяется для позиций 18-12-04,18-12-07
		1.2	2	
		1.3	3	
		1.4	4	Применяется для позиции 18-12-05
2	Привод	2.1	Электрический	Применяется для позиции 18-12-04, 18-12-05
		2.2	Механический	Применяется для позиции 18-12-07

3	Вертикализатор с функцией переворачивания и туалетом	3.1	Наличие	Применяется для позиции 18-12-05
4	Съемная платформа	4.1	Наличие	Применяется для позиции 18-12-06
5	Регулировка по высоте	5.1	Наличие	Применяется для позиции 18-12-06
6	Регулировка по углу наклона	6.1	Наличие	Применяется для позиции 18-12-06
Для позиций 18-12-18 "Наматрачник (матрачное покрывало)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер	1.1	односпальный	Применяется для позиции 18-12-18
		1.2	полутороспальный	
		1.3	двухспальной	
Позиция 18-12-19 "Ортопедический матрац", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Максимальная нагрузка, не менее, кг	1.1	Указание веса пациента	Применяется для позиции 18-12-19
2	Уровень жесткости	2.1	Мягкий	
3		2.2	Средний	
		2.3	Жесткий	
3	Чехол	3.1	воздухопроницаемый, гипоаллергенный с флизелиновой подложкой	
4	Конструкция	4.1	Независимые пружины	

		4.2	Двухволновая, состоящая из поперечных валиков		
		4.3	Беспружинный		
Для позиций 18-12-20 "Ортопедическая подушка", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу					
1	Изготовлена из антиаллергенных пенных наполнителей (пенополиуретана)	1.1	Наличие	Применяется для позиции 18-12-20	
2	Принимает анатомическую форму	2.1	Наличие		
3	Чехол	3.1	съемный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный		
4	наполнитель	4.1	Антиаллергенный пенный наполнитель (пенополиуретан)		
Для позиций 18-21-03 "Дверной открыватель/закрыватель", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу					
1	Активация открывателя/закрывателя	1.1	пульт дистанционного управления	Применяется для позиции 18-23-03	
		1.2	датчик движения		
		1.3	проводная кнопка		
2	Особенности	2.1	регулировка скоростей закрывания и задержки хода (конечного дохлопа)		
3	Установка	3.1	на металлические двери		
		3.2	на пластиковые двери		
		3.3	на деревянные двери		
Для позиций 18-21-12 "Открыватель/закрыватель жалюзи", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу					

1	Управление	1.1	Ручное	Применяется для позиции 18-21-12
		1.1	Автоматическое	
2	Способ управления	2.1	кнопка-выключатель	
		2.2	программируемый таймер	
		2.3	дистанционный пульт	
Для позиций 18-21-15 Замок электрический, , в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид	1.1	Электромагнитный	Применяется для позиции 18-21-15
		1.2	Электромеханический	
Позиция 18-30-15 Переносная рампа				
1	Вид	1.1	Телескопическая	Применяется для позиции 18-30-15
		1.2	Складная	
2	противоскользкая поверхность с перфорацией и рифлением	2.1	Наличие	
3	бортики безопасности на рабочей стороне	3.1	Наличие	
4	ручки для переноски,	4.1	Наличие	
Для позиций 18-30-16 "Фиксированная рампа", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Диаметр (для поручней круглого сечения), мм	1.1	Не более 50	1
2	Толщина (для поручней	2.1	От 25 до 30	

	прямоугольного сечения), мм			
Для позиций с 21-01-01 "Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной" по 21-01-12 "Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип изделия	1.1	Однокомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-06
		1.2	Двухкомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-07 по 21-01-12
2	Тип мешка	2.1	Дренируемый	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07, 21-01-08
		2.2	Недренируемый	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09, 21-01-10
		2.3	Уростомный	Применяется для позиций 21-01-05, 21-01-06, 21-01-11, 21-01-12
3	Форма адгезивной пластины	3.1	Плоская	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-03, 21-01-05, 21-01-07, 21-01-09, 21-01-11
		3.2	Конвексная	Применяется для позиций 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06, 21-01-08, 21-01-10, 21-01-12
4	Крепления для пояса для конвексных пластин однокомпонентных кало- и уроприемников	4.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06
5	Крепления для пояса на плоских и конвексных пластинах, на стомных мешках двухкомпонентных кало- и уроприемников	5.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-07, 21-01-08, 21-01-09, 21-01-10, 21-01-11, 21-01-12. Индивидуальный подбор
		5.2	Отсутствие	
6	Встроенный фильтр для	6.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09,

	недренируемых калоприемников			21-01-10
7	Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников	7.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07, 21-01-08. Индивидуальный подбор
		7.2	Отсутствие	
8	Размер (диапазон) вырезаемого отверстия под стому, мм	8.1	От _____ до _____	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
9	Размер (диаметр) фланца пластин и стомных мешков, мм	9.1	От _____ до _____	Применяется для позиций с 21-01-07 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
10	Покрытие мешка	10.1	Односторонняя подложка	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
		10.2	Двустороннее покрытие	
		10.3	Без подложки или двустороннего покрытия	
Для позиции 21-01-13 "Пояс для калоприемников и уроприемников", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Регулируемая длина	1.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-13. Индивидуальный подбор
Для позиции 21-01-14 "Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер кольца-фиксатора	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-14
2	Регулируемая длина	2.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
		2.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
3	Крепления для пояса	3.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14.

				Индивидуальный подбор
		3.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
Для позиций 21-01-15 "Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной", 21-01-16 "Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Объем мочеприемника, мл	1.1	От 350 до 1000	Применяется для позиции 21-01-15
		1.2	От 1000 до 4000	Применяется для позиции 21-01-16
2	Длина дренажной трубки мочеприемника, см	2.1	От 20 до 120	Применяется для позиции 21-01-15
		2.2	От 90 до 150	Применяется для позиции 21-01-16
3	Переходник для соединения с катетером, уропрезервативом	3.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-15, 21-01-16
4	Покрытие мешка	4.1	Односторонняя нетканая подложка (покрытие).	Применяется для позиции 21-01-15. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		4.2	Без подложки и покрытия	Применяется для позиции 21-01-15, 21-01-16. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Для позиции 21-01-17 "Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Регулируемая длина, см	1.1	От 50 до 90	Применяется для позиции 21-01-17
Для позиций 21-01-18 "Уропрезерватив с пластырем", 21-01-19 "Уропрезерватив самоклеящийся», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Тип изделия	1.1	Двухкомпонентное	Применяется для позиции 21-01-18
		1.2	Однокомпонентное	Применяется для позиции 21-01-19

2	Размер (диаметр) уропрезерватива, мм	2.1	От 20 до 41	Применяется для позиций 21-01-18, 21-01-19. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Для позиции 21-01-20 "Катетер для самокатетеризации лубрицированный", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-20. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
2	Размер катетера, СН (Fr) <3>	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиции 21-01-20
3	Способ лубрикации	3.1	С зафиксированным гидрофильным покрытием	Применяется для позиции 21-01-20
		3.2	С незафиксированным гидрофильным покрытием	
Для позиции 21-01-21 "Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
2	Размер катетера, СН (Fr)	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 21-01-21
3	Способ лубрикации катетера	3.1	С зафиксированным гидрофильным покрытием	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
		3.2	С незафиксированным гидрофильным лубрикантом	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
Для позиций 21-01-22 "Катетер уретральный длительного пользования", 21-01-23 "Катетер уретральный постоянного пользования", в соответствии с Приложением				

№ 2 к настоящему Приказу				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23. Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
2	Размер катетера, CH (Fr)	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
3	Объем баллона катетера, мл	3.1	От 5 до 30	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
		3.2	От _____ до _____	
Для позиции 21-01-24 "Катетер для эпицистостомы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид катетера	1.1	Двухходовой баллонный катетер Фолея	Применяется для позиции 21-01-24. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Одноходовой катетер Пеццера	
2	Длина катетера, см	2.1	От 40 до 42	Применяется для позиции 21-01-24
3	Размер катетера, CH (Fr)	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-24
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 5 до 15	Применяется для двухходового баллонного катетера
Для позиции 21-01-25 "Система (с катетером) для нефростомии", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид катетера	1.1	Катетер баллонный	Применяется для позиции 21-01-25. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Катетер J-типа,	
		1.3	Катетер Малеко	
2	Длина катетера, см	2.1	От 35 до 40	Применяется для баллонного катетера

		2.2	От 27 до 32	Применяется для катетеров J-типа
		2.3	От 28 до 36	Применяется для катетеров Малеко
		2.4	От _____ до _____	Применяется для катетеров J-типа
3	Размер катетера, CH (Fr)	3.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиции 21-01-25
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 3 до 5	Применяется для двухходового баллонного катетера
Для позиции 21-01-26 "Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид катетера	1.1	Одноходовой	Применяется для позиции 21-01-26
2	Длина катетера, см	2.1	От 45 до 155	Применяется для позиции 21-01-26. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
3	Размер катетера, CH (Fr)	3.1	от 5 до 22	Применяется для позиции 21-01-26. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
4	Тип наконечника	4.1	Прямой	Применяется для позиции 21-01-26. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		4.2	J-типа	
Для позиции 21-01-27 "Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер (диаметр в раскрытом состоянии), мм	1.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-27
Для позиции 21-01-28 "Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Комплектация	1.1	Резервуар для воды, воронка, ирригационный рукав, прижимная пластина, пояс	Применяется для позиции 21-01-28

Для позиций с 21-01-29 "Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г" по 21-01-38 "Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вес, г	1.1	Не менее 60	Применяется для позиций 21-01-29, 21-01-30
		1.2	Не менее 25	Применяется для позиции 21-01-32
2	Объем, мл	2.1	Не менее 60	Применяется для позиции 21-01-31
		2.2	Не менее 50	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-37
		2.3	Не менее 180	Применяется для позиции 21-01-35
3	Форма	3.1	Жидкость	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-35, 21-01-37
		3.2	Жидкость, нанесенная на салфетки	Применяется для позиций 21-01-34, 21-01-36
		3.3	Порошок в пакетике	Применяется для позиции 21-01-38
		3.4	Пудра, порошок	Применяется для позиции 21-01-32
		3.5	Порошок, гранулы	Применяется для позиции 21-01-39
Для позиции 21-01-39 "Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и урприемников, не менее 40 шт", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Форма (размер)	1.1	Полукольцо	Применяется для позиции 21-01-39. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Полукольцо с ушками под пояс	
		1.3	Другая форма (указывается)	
Для позиций 21-01-40 "Адгезивная пластина - кожный барьер", 21-01-42 "Тампон для стомы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер (диаметр) стомы, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-42

2.	Размер, мм	2.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-40
Для позиции 21-01-41 "Защитные кольца для кожи вокруг стомы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Толщина, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-41
Для позиций с 22-01-01 "Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)" по 22-01-03 "Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Впитываемость, мл	1.1	400 - 500	Применяется для позиции 22-01-01
		1.2	800 - 1200	Применяется для позиции 22-01-02
		1.3	1200 - 1900	Применяется для позиции 22-01-03
2	Длина, см	2.1	40	Применяется для позиции 22-01-01
		2.2	60	Применяется для позиций 22-01-02, 22-01-03
3	Ширина, см	3.1	60	Применяется для позиций 22-01-01, 22-01-02
		3.2	90	Применяется для позиции 22-01-03
Для позиций с 22-01-04 "Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г" по 22-01-13 "Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Размер (текст)	1.1	XS	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		1.2	S	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		1.3	M	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		1.4	L	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-11

		1.5	XL	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
2	Объем талии, см	2.1	До 60	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		2.2	До 90	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		2.3	До 120	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		2.4	До 150	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-11
		2.5	До 175	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
3	Влагопоглощение, г	3.1	Не менее 1000	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-06
		3.2	Не менее 1200	Применяется для позиции 22-01-05
		3.3	Не менее 1300	Применяется для позиции 22-01-08
		3.4	Не менее 1400	Применяется для позиции 22-01-07
		3.5	Не менее 1450	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-12
		3.6	Не менее 1800	Применяется для позиции 22-01-09
		3.7	Не менее 2000	Применяется для позиции 22-01-11
		3.8	Не менее 2800	Применяется для позиции 22-01-13
4	Сорбционная способность после центрифугирования, г	4.1	Не менее 120	Применяется для позиций с 22-01-04, 22-01-06
		4.2	Не менее 220	Применяется для позиции 22-01-08
		4.3	Не менее 240	Применяется для позиции 22-01-05
		4.4	Не менее 300	Применяется для позиции 22-01-07
		4.5	Не менее 330	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-12

		4.6	Не менее 440	Применяется для позиции 22-01-09
		4.7	Не менее 500	
		4.8	Не менее 560	
5	Обратная сорбция, г	5.1	Не более 4,4	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
6	Скорость впитывания, см/с	6.1	Не менее 2,3	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
7	Вариативность исполнения	7.1	Раскрой трусов с фиксирующими элементами	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
		7.2	Трусы	
Для позиции 22-01-23 "Многоразовые абсорбирующие трусы", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Пол пользователя	1.1	Мужские	Применяется для позиции 22-01-23
		1.2	Женские	
2	Размер	2.1	Обхват талии, см	
		2.2	Обхват бедер, см	
Для позиции 22-03-09 "Средства для ухода за очками", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Форма выпуска	1.1	Спрей	Применяется для позиции 22-03-09
		1.2	Салфетки	
2	Размер (для салфеток)	2.1	15×15 см.	
		2.2	15×18 см.	
3	Объем (для спрея)	3.1	50 мл	
		3.2	100 мл	

		3.3	300 мл	
Для позиции 22-12-06 "Доска для письма", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид	1.1	Наклонная доска для письма	Применяется для позиции 22-12-06
		1.2	Тактильная доска для письма	
2	Дополнительные элементы (для тактильной доски для письма)	2.1	стилус Брайля для бесперебойного письма	
Для позиции 22-12-07 "Доска для черчения", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Регулировка по высоте	1.1	Наличие	Применяется для позиции 22-12-07
2	Регулировка наклона столешницы	2.1	Наличие	
3	Угол наклона	3.1	0-12 градусов	
Для позиции 22-12-08 "Доска для рисования", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид	1.1	Наклонная доска	Применяется для позиции 22-12-08
2		2.1	Планшет для рельефного рисования	
Для позиции 22-12-12 "Прибор для письма шрифтом Брайля"				
1	Строка прибора	1.1	6 строк по 24 ячейки	Применяется для позиции 22-12-12
		1.2	18 строк по 24 ячейки	
		1.3	27 строк по 30 ячеек	
2	Ручной	2.1	Наличие	

3	Фиксатор, не дающий листу бумаги «скользить» при написании	3.1	Наличие	
Для позиции 22-12-18 "Специальная бумага для письма", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Плотность	1.1	135 г/м²	Применяется для позиции 22-12-18
		1.2	160 г/м²	
2	Формат бумаги	2.1	250×380 мм	
		2.2	297×245 мм	
		2.3	297×440 мм	
3	Прочность	3.1	гладкость (нешероховатость), упругость (неломкость), неэлектростатичность	
4	Стандартные размеры точек шрифта Брайля	4.1	высота точки — от 0,5 до 0,7 мм (измеряется от поверхности бумаги), расстояние между двумя соседними напечатанными точками — от 1,0 до 1,2 мм в зависимости от диаметра пуансона	
Для позиции 22-15-06 "Калькулятор с речевым выходом", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Речевое и звуковое сопровождение нажатия на кнопки калькулятора;	1.1	Наличие	Применяется для позиции 22-15-06
2	Озвучивание вслух результатов вычисления;	2.1	Наличие	
3	Язык речевого	3.1	русский	

	сопровождения			
4	Тип экрана	4.1	монохромный ЖК-дисплей;	
5	Число строк на экране	5.1	1 строка	
		5.2	2 строки	
Для позиции 22-27-12 "Часы со световой и вибрационной индикацией звонка будильника", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Вид изделия	1.1	Наручные часы с речевым выходом и тактильными метками	Применяется для позиции 22-27-12
2		2.1	Настольные часы с речевым выходом	
3	Функция озвучивания времени	3.1	Наличие	
4	Вид сигнала	4.1	Звуковой и вибрационный	
Позиция 22-27-14 "Часы с хронометром с тактильными обозначениями (метками) портативные", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Наручные часы с речевым выходом и тактильными метками	1.1	речевое оповещение о времени и дате	Применяется для позиции 22-27-14
		1.2	открывающийся циферблат с тактильными метками и стрелками	
Для позиции 23 (23-01 - 23-01-04) "Кресла-стулья с санитарным оснащением", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 23-01-01 по 23-01-04
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	

4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	
		4.2	Типовая	
5	Высота подлокотника, см	5.1	Индивидуальный подбор	
Для позиции 23(1)-01-01 "Брайлевский дисплей для инвалидов", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Количество обновляемых ячеек Брайля, шт.	1.1	Не менее 12	Применяется для позиции 23(1)-01-01
2	Клавиши маршрутизации курсора, шт.	2.1	Не менее 14	
3	Версия Bluetooth	3.1	Не ниже 4.1	
4	Слот для карт памяти, ГБ	4.1	Для карт памяти объемом не менее 256	
5	Поддерживаемые способы ввода, вывода информации	5.1	Рельефно-точечным шрифтом Брайля	
6	Клавиатура в стиле Перкинс (не менее 8 клавиш)	6.1	Наличие	
		6.2	Отсутствие	
7	Возможность настройки вибрационного оповещения для определенных событий	7.1	Вибрационное	
		7.2	Звуковое	
Для позиции 23(1)-01-02 "Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу				
1	Обеспечение доступа незрячим и слабовидящим	1.1.	Доступ к возможностям ПК, включая сеть Интернет	Применяется для позиции 23(1)-01-02
2	Совместимость	2.1	Наличие	
3	Поддержка ввода	3.1	Со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея	

	информации			
4	Синтезатор речи	4.1	Русскоязычный	
5	Интерфейс	5.1	Русифицированный	
6	Режим эмуляции компьютерной мыши	6.1	При помощи клавиатурных команд	